

LIT OBSTETRICAL ELECTRIQUE

Réf.: A98-4

SAIKANG Medical

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Lit d'accouchement électrique
- Bâti en tubes avec revêtement époxy résistant aux chocs.
- Réglage électrique de la hauteur : de : 650-940mm.
- Réglage électrique du dossier : 0 à 60°.
- Reverse Trendelenburg : 0 à 7°
- Réglage du repose-jambes : -9°-35
- Partie jambes facilement rétractable sous le lit.
- Barrières latérales en ABS.
- Panneaux tête et pieds amovibles en ABS.
- 4 roues à double galets
- Blocage centralisé des roues.
- Repose jambes entièrement réglable.

- • 2 emplacements pour tige porte sérum
- • Une télécommande
- • Charge maximale : 200 Kg.
- • **Accessoires standards :**
 - Cuvette amovible en inox (1pcs).
 - Poignets de maintien (2pcs).
 - Paire d'étriers.
 - Reposes jambes
- • Dimensions externes: 1980x960mm
- • **En option :**
 - • Batterie
 - • Chariot de rangement lors de l'utilisation
 - • Porte-rouleau de papier
 - • RCR manuel