

LIT SIMPLE MECANIQUE RELEVE BUSTE A MANIVELLE

Réf.: JDC-J04



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Ossature tube Carré en Epoxy, à 2 plans
- Potence télescopique en Inox amovible à 4 crochets en plastique
- Tête et pied du lit en tube rond Inox démontables
- 1 Fonction :
 - Relève buste réglable à 90° par manivelle en matière chromé
- Dimensions : 1980 x 890 x 500mm