

## MANNEQUIN NOUVEAU NE DE SOINS MODELE AVANCE - FILLE

Réf.: XC-409G



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Ce mannequin est une représentation parfaite d'un nouveau-né avec bras et jambes souples et mobiles. Ce mannequin représente une démonstration réelle de la fontanelle, la suture coronaire et pariétale.

Il permet l'entraînement aux méthodes de soins pédiatriques de base et avancées, telles que :

- Prise de bain
- Prise de température par voie rectale
- Introduction du tube gastrique par voie oral
- L'allaitement

Modèle disponible en sexe féminin

Emballage : 1 carton 58X37X29 CM