

MANNEQUIN NOUVEAU NÉ FIXE

Réf.: XC-409A



**Nous
consulterDhs**

Brut TTC

Caractéristiques:

- Reproduction du modèle nouveau né taille réelle en matière plastique rigide & lavable
- Tête, membres supérieurs & inférieurs ainsi que joints tous ensemble flexibles
- **Poupée nouveau né modèle d'enseignement clinique** des différentes méthodes et pratiques de parturition, d'accouchement, du bain du nouveau né, des soins néonataux ...etc
 - Long.: 52 cm - Périmètre crânien : 34 cm
 - Poids : 865 Grams.