

MANNEQUIN COMPLET FEMME FORMATION INFIRMIERS

Réf.: XC401B-1



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- **Modèles pédagogiques - Corps entier en matière plastique articulé & flexible :**
Supports de formation du corps médical et infirmiers aux premiers secours, situations d'urgence et soins standards.
- Mannequins pouvant adopter positions et mouvements diverses du corps humain
- Membres inférieurs & supérieurs articulés + Parties du corps détachables + organes internes amovibles
- Mutation possible des organes génitaux homme et femme sur un même modèle
- **Tampons d'injection sur bras, cuisses et fessiers**
- Dim.: 99x42x52CM - Poids: 18KG