



MANODÉTENDEUR BARBOTEUR OX2 COMPLET - POUR BOUTEILLE OX2

Réf.: SM60023-3





Caractéristiques:

- Normes: En ISO 10079-3: 2009
- Détenteur : connexion à la bouteille par système à Ecrou
- Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/min
- Flacon Humidificateur capacité : 200 ml
- Lunette à Oxygène pour Adulte fournie

Description:

• Le manodétendeur sert à contrôler le débit de gaz à administrer aux malades.