

Masque VNI BUCCO-NASAL TYPE A

Réf.: YF-01

yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Les masques bucco-nasaux de VNI couvrent le nez et la bouche du patient. C'est pourquoi ils offrent une thérapie efficace, même lorsque le patient respire par la bouche.

Ce masque **bucco-nasal** est constitué de trois parties seulement. Il a une simple jupe en silicone, dure à sa base et souple en haut pour éviter les escarres.

Son coude multidirectionnel avec une valve de sécurité anti-retour est également soudé au masque.

- Support rigide est étroit et ne gêne pas le champ de vision ;

- • Fermeture à scratche ;
- • Masque facilement démontable grâce à ses 3 parties seulement ;
- • Masque facile à nettoyer
- • Tailles : Small / Medium / Large