



## CATALOGUE

### CONFORT ET PRÉVENTION DES ESCARRES

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
312588	<p><b>MATELAS EN MOUSSE CLASSE 1 CLINIFLEX</b></p>  <p>Marque : <b>Pharmaouest PREVENTIX</b></p>	<p>L'élasticité de la mousse Haute Résilience qui compose les matelas supports favorise, par sa capacité à retrouver son aspect initial après l'exercice d'une pression, une réduction des points d'appui traditionnellement sensibles et procure une sensation de confort.</p> <p>Le matelas support permet d'apporter un soutien au surmatelas en mousse viscoélastique ou à air.</p> <p><b>Atouts :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Matelas réversible</li> <li>· Matelas une partie pour une bonne tenue dans la housse</li> <li>· Confort en literie</li> </ul> <p><b>Fourni avec housse Pharmatex</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· non feu M1</li> <li>· Imperméable aux liquides, perméable à l'air</li> <li>· Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats</li> </ul> <p><b>Caractéristiques du matelas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mousse HR 33 kg/m<sup>3</sup></li> <li>· Dimensions : 190 x 88 x 15 cm</li> <li>· Poids:16,60kg</li> </ul> <p><b>Conseils d'entretien de la mousse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant</li> <li>· Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection</li> </ul>	<p><b>Nous consulter Brut</b></p>
HCAC103	<p><b>MATELAS A AIR + COMPRESSEUR 220V YHMED</b></p>  <p>Marque : <b>YHMED</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Matelas à air en PVC, gonflable</li> <li>· Pression 40 à 100MMHG</li> <li>· Matelas dynamique, au mode alternatif</li> <li>· Puissance de sortie de l'air : 6L/min</li> <li>· Compresseur silencieux : 220V</li> <li>· Sur-matelas à air de 130 cellules</li> <li>· Peut être accroché au lit</li> <li>· Dimensions: 200 x 90 x 7 cm avec rabats de 50cm de chaque côté</li> </ul> <p><b>Atouts :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compact et léger</li> <li>- Facile à entretenir</li> </ul>	<p><b>Nous consulter Brut</b></p>

## OREILLER ANATOMIQUE LATEXIA



Marque :

**Pharmaouest**  
**PREVENTIX**

Par sa forme anatomique, l'oreiller LATEXIA , en mousse de latex aéré, par son dessin spécialement étudié, assure le bon positionnement des vertèbres cervicales.

La structure de notre oreiller anatomique LATEXIA et son ressort vous assurent un soutien non contraignant de la nuque.

Les canaux transversaux ajoutés à l'aération naturelle de la matière font de LATEXIA un support ventilé confortable.

Utilisé par de nombreux patients en Europe, LATEXIA est recommandé pour ses vertus apaisantes; il vous apportera un sommeil réparateur et serein.

- Housse en jersey-coton lavable
- Dimensions: 58 x 33cm
- Poids : 0,88 kg

**Nous consulter**  
**Brut**

## OREILLER ANATOMIQUE PHARMA FORM



Marque :

**Pharmaouest**  
**PREVENTIX**

L'oreiller en mousse viscoélastique PHARMA FORM offre toutes les qualités requises pour un sommeil réparateur.

La matière dont il est composé procure détente, confort et favorise la relaxation.

La housse STOP'ACAR traitée Ultra fresh®, souple, agréable et facile d'entretien apporte une sensation de bien-être.

- Ligne cervicale anatomique à mémoire de forme
- Housse antibactérienne et antiallergique
- Dimensions: 50 x 30 cm
- Poids : 1,05 kg

**Nous consulter**  
**Brut**

## SURMATELAS POLYURETHANE 2 SECTIONS



Marque :

**Pharmaouest**  
**PREVENTIX**

- Matelas en mousse HR
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Matelas flexible et Waterproof
- Housse de matelas lavable
- Dimensions: 190 x 90 x 6 cm

**Nous consulter**  
**Brut**

01/1200

1717100

SKP002

### COUSSIN A AIR BLEU



Marque : **yuwell**

Coussins à air en PVC recouvert :

- Couleurs: bleu,
- Capacité de poids : 100 kg
- Livré avec une pompe pour le gonfler facilement
- Dimensions après gonflage :
  - \* Diamètre interne : 130 mm
  - \* Diamètre externe : 430 mm
  - \* Epaisseur : 95 mm

**Nous  
consulter  
Brut**

### COUSSIN "KALLI- HR" MOUSSE POLYUERETHANE HR-40x40x8CM



Marque : **Pharmaouest  
PREVENTIX**

"KALLI- HR" de par sa forme ergonomique, contribue à l'amélioration des postures sur le long terme

- Mousse polyuréthane Haute Résilience Mousse HR : 37 kg/m<sup>3</sup>
- Housse Pharmatex : Jersey avec dessous antiglisser
- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm

**Nous  
consulter  
Brut**

### COUSSIN "KALLI" POLYUERETHANE VISCOELASTIQUE 40x40x8CM



Marque : **Pharmaouest  
PREVENTIX**

"KALLI-VISCO" à forme anatomique, assure une meilleure stabilisation du bassin et une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement et confort en position assise.

- Mousse polyuréthane viscoélastique 80 kg/m<sup>3</sup>
- Une Housse en tissu Pharmatex + tissu antiglisser
- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm

**Nous  
consulter  
Brut**

### COUSSIN A AIR GRIS



Marque : **yuwell**

Coussins à air en PVC recouvert :

- Couleurs: Gris
- Capacité de poids : 100 kg
- Livré avec une pompe pour le gonfler facilement
- Dimensions après gonflage :
  - \* Diamètre interne : 110 mm
  - \* Diamètre externe : 470 mm
  - \* Epaisseur : 70 mm

**Nous  
consulter  
Brut**

## MATELAS EN MOUSSE AVEC HOUSSE

SKP104-1



- Matelas en mousse HR à 4 sections
  - Adaptable à tout type de lit hospitalier
  - Matelas flexible et Waterproof avec housse
- Dimensions: 1900 x 900 x 160 mm

M. **SAIKANG** Medical

**Nous  
consulter  
Brut**

## SURMATELAS ORTHOPEDIQUE

SKP004



- Matelas en mousse HR
  - Adaptable au lit Orthopédique
  - Matelas flexible et Waterproof
  - Housse de matelas lavable
- Dimensions: 190 x 89 x 10 cm

M. **SAIKANG** Medical

**Nous  
consulter  
Brut**

04.5036

**MATELAS EN MOUSSE  
CLASSE 1  
PHARMA PLOTS - 3  
PARTIES**



Marque : **Pharmaouest  
PREVENTIX**

Le matelas **PHARMA PLOTS - 3 PARTIES** est conçu en mousse moulée Haute Résilience en trois parties

Ce matelas d'aide à la prévention des escarres est destiné à des patients présentant des risques faibles à moyen d'escarres, alités de 10 à 15 heures par 24 heures, qui se mobilisent seuls avec difficulté, sans troubles neurologiques importants, sans artériopathie, état général bon à moyen.

Le matelas Pharma Plots est composé de 3 éléments en mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m<sup>3</sup> découpée en forme de gaufrier ; il permet une modulation des points d'appui et une amélioration de la ventilation. Sa configuration de base permet une meilleure égalisation des points de pression.

Ce matelas peut être utilisé comme support de lit d'aide au traitement de l'escarre ou en post-chirurgie d'escarre

:

- Chez des patients ayant une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone d'appui, ou avec possibilité d'exclusion d'appui, patient levé ou non dans la journée.
- Chez des patients avec une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui
- Avec un système de décharge localisée
- Chez des patients avec une escarre de stade 1 ou 2 en zone d'appui, patient levé dans la journée avec un système de positionnement et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour pour vérification de l'installation et réalisation de retournement.

**Caractéristiques techniques :**

- 3 Parties ajustables en mousse Haute Résilience « Découpée - Forme Gaufrier » : Polyuréthane 37kg/m<sup>3</sup>- Portance 3,5 Kpa - Classement au feu : M4
- Test de résistance au Feu : EN 597-1 & EN 597-2
- Livré avec une alèse DERMALON 140X280
- Poids min. du patient : 40 kg / Poids max. du patient : 90 kg
- Dimensions : 88 x192 x18cm

**Nous  
consulter  
Brut**