

CATALOGUE

CONFORT ET PRÉVENTION DES ESCARRES

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
312588	<p>MATELAS EN MOUSSE CLASSE 1 CLINIFLEX</p>  <p>Marque : Pharmaouest PREVENTIX</p>	<p>L'élasticité de la mousse Haute Résilience qui compose les matelas supports favorise, par sa capacité à retrouver son aspect initial après l'exercice d'une pression, une réduction des points d'appui traditionnellement sensibles et procure une sensation de confort.</p> <p>Le matelas support permet d'apporter un soutien au surmatelas en mousse viscoélastique ou à air.</p> <p>Atouts :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Matelas réversible · Matelas une partie pour une bonne tenue dans la housse · Confort en literie <p>Fourni avec housse Pharmatex</p> <ul style="list-style-type: none"> · non feu M1 · Imperméable aux liquides, perméable à l'air · Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats <p>Caractéristiques du matelas</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mousse HR 33 kg/m³ · Dimensions : 190 x 88 x 15 cm · Poids:16,60kg <p>Conseils d'entretien de la mousse</p> <ul style="list-style-type: none"> · Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant · Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection 	<p>Nous consulter Brut</p>
JD-PD07	<p>MATELAS A AIR + COMPRESSEUR 220V</p>  <p>Marque : K 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Matelas à air en PVC, gonflable - Matelas dynamique, au mode alternatif - Compresseur silencieux : 220V - Peut être accroché au lit - Dimensions: 227 x 97 cm - Compact et léger - Facile à entretenir 	<p>Nous consulter Brut</p>

OREILLER ANATOMIQUE LATEXIA



Marque :

Pharmaouest
PREVENTIX

Par sa forme anatomique, l'oreiller LATEXIA , en mousse de latex aéré, par son dessin spécialement étudié, assure le bon positionnement des vertèbres cervicales.

La structure de notre oreiller anatomique LATEXIA et son ressort vous assurent un soutien non contraignant de la nuque.

Les canaux transversaux ajoutés à l'aération naturelle de la matière font de LATEXIA un support ventilé confortable.

Utilisé par de nombreux patients en Europe, LATEXIA est recommandé pour ses vertus apaisantes; il vous apportera un sommeil réparateur et serein.

- Housse en jersey-coton lavable
- Dimensions: 58 x 33cm
- Poids : 0,88 kg

Nous consulter Brut

OREILLER ANATOMIQUE PHARMA FORM



Marque :

Pharmaouest
PREVENTIX

L'oreiller en mousse viscoélastique PHARMA FORM offre toutes les qualités requises pour un sommeil réparateur.

La matière dont il est composé procure détente, confort et favorise la relaxation.

La housse STOP'ACAR traitée Ultra fresh®, souple, agréable et facile d'entretien apporte une sensation de bien-être.

- Ligne cervicale anatomique à mémoire de forme
- Housse antibactérienne et antiallergique
- Dimensions: 50 x 30 cm
- Poids : 1,05 kg

Nous consulter Brut

COUSSIN A AIR BLEU



Marque :

yuwell

Coussins à air en PVC recouvert :

- Couleurs: bleu,
- Capacité de poids : 100 kg
- Livré avec une pompe pour le gonfler facilement
- Dimensions après gonflage :
 - * Diamètre interne : 130 mm
 - * Diamètre externe : 430 mm
 - * Epaisseur : 95 mm

Nous consulter Brut

01/1200

1717100

YU-43-AD

MATELAS EN MOUSSE AVEC HOUSSE



- Matelas en mousse HR à 4 sections
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Matelas flexible et Waterproof avec housse
- Dimensions: 1900 x 900 x 160 mm

M. **SAIKANG/**Medical

**Nous
consulter
Brut**

SURMATELAS POLYURETHANE 2 SECTIONS



- Matelas en mousse HR
- Adaptable à tout type de lit hospitalier
- Matelas flexible et Waterproof
- Housse de matelas lavable
- Dimensions: 190 x 90 x 6 cm

Marque : **Pharmaouest
PREVENTIX**

**Nous
consulter
Brut**

COUSSIN "KALLI- HR" MOUSSE POLYURETHANE HR-40x40x8CM



"KALLI- HR" de par sa forme ergonomique, contribue à l'amélioration des postures sur le long terme

- Mousse polyuréthane Haute Résilience Mousse HR : 37 kg/m³
- Housse Pharmatex : Jersey avec dessous antiglisse
- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm

Marque : **Pharmaouest
PREVENTIX**

**Nous
consulter
Brut**

SKP104-1

SKP002

04/294

**COUSSIN "KALLI"
POLYURETHANE
VISCOELASTIQUE
40x40x8CM**

"KALLI-VISCO" à forme anatomique, assure une meilleure stabilisation du bassin et une bonne répartition des pressions en alliant bon positionnement et confort en position assise.

- Mousse polyuréthane viscoélastique 80 kg/m³
- Une Housse en tissu Pharmatex + tissu antiglisse
- Poignée de transport
- Fermeture glissière
- Dimensions : 40 x 40 x 8 cm

**Nous
consulter
Brut**



Marque : **Pharmaouest
PREVENTIX**

COUSSIN A AIR GRIS

Coussins à air en PVC recouvert :

- Couleurs: Gris
- Capacité de poids : 100 kg
- Livré avec une pompe pour le gonfler facilement
- Dimensions après gonflage :
 - * Diamètre interne : 110 mm
 - * Diamètre externe : 470 mm
 - * Epaisseur : 70 mm

**Nous
consulter
Brut**



Marque : **yuwell**

**SURMATELAS
ORTHOPEDIQUE**

- SKP004
- Matelas en mousse HR
 - Adaptable au lit Orthopédique
 - Matelas flexible et Waterproof
 - Housse de matelas lavable
 - Dimensions: 190 x 89 x 10 cm

**Nous
consulter
Brut**



Marque : **SAIKANG/**Medical