


MATELAS EN MOUSSE CLASSE 1 CLINIFLEX

Réf.: 312588

Pharmaouest
PREVENTIX

Nous
consulterDhs
Brut TTC



Caractéristiques:

L'élasticité de la mousse Haute Résilience qui compose les matelas supports favorise, par sa capacité à retrouver son aspect initial après l'exercice d'une pression, une réduction des points d'appui traditionnellement sensibles et procure une sensation de confort.
Le matelas support permet d'apporter un soutien au surmatelas en mousse viscoélastique ou à air.

Atouts :

- Matelas réversible
- Matelas une partie pour une bonne tenue dans la housse
- Confort en literie

Fourni avec housse Pharmatex

- non feu M1
- Imperméable aux liquides, perméable à l'air
- Fermeture à glissière 3 côtés avec rabats

Caractéristiques du matelas

- Mousse HR 33 kg/m³
- Dimensions : 190 x 88 x 15 cm
- Poids:16,60kg

Conseils d'entretien de la mousse

- Éponge et eau savonneuse ou produit désinfectant
- Vapeur de formol à 45°C pendant 3 heures pour désinfection