

## MATELAS ANTI ESCARRES MOUSSE HR

Réf.: YTK0112-0048



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Mousse**

- • Mousse polyuréthane à cellules ouvertes (Open Cell Foam)
- • Densité : **28 kg/m<sup>3</sup>**
- • Découpe anatomique avec zones différenciées
- • Passages d'air intégrés favorisant la ventilation et la réduction de la transpiration

#### **Dimensions**

- • Taille standard : **190 × 90 × 14 cm**
- • Charge maximale utilisateur : **100 kg**

#### **Housse**

- • Tissu technique haute performance
- • Poids : 120 g/m<sup>2</sup>
- • Propriétés :
  - - Antibactérienne et antimite
  - - Ignifugée norme BS 7175
  - - Imperméable et respirante
  - - Sans PVC
- • Entretien : lavable jusqu'à **95 °C**
- • Résistant aux bactéries
- • Déhoussable et autoclave
- • Sans substances nocives (PVC Free)