

MATELAS EN MOUSSE CLASSE 1 PHARMA PLOTS - 3 PARTIES

Réf.: 04.5036

Pharmaouest
PREVENTIX

Nous
consulterDhs
Brut TTC



Caractéristiques:

Le matelas **PHARMA PLOTS - 3 PARTIES** est conçu en mousse moulée Haute Résilience en trois parties

Ce matelas d'aide à la prévention des escarres est destiné à des patients présentant des risques faibles à moyen d'escarres, alités de 10 à 15 heures par 24 heures, qui se mobilisent seuls avec difficulté, sans troubles neurologiques importants, sans artériopathie, état général bon à moyen.

Le matelas Pharma Plots est composé de 3 éléments en mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³ découpée en forme de gaufrier ; il permet une modulation des points d'appui et une amélioration de la ventilation. Sa configuration de base permet une meilleure égalisation des points de pression.

Ce matelas peut être utilisé comme support de lit d'aide

au traitement de l'escarre ou en post-chirurgie d'escarre :

- Chez des patients ayant une ou plusieurs escarres de stade 1 et/ou 2 hors zone d'appui, ou avec possibilité d'exclusion d'appui, patient levé ou non dans la journée.
- Chez des patients avec une escarre de stade 3 ou 4 hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui
- Avec un système de décharge localisée
- Chez des patients avec une escarre de stade 1 ou 2 en zone d'appui, patient levé dans la journée avec un système de positionnement et intervention d'auxiliaires médicaux 3 fois par jour pour vérification de l'installation et réalisation de retournement.

Caractéristiques techniques :

- 3 Parties ajustables en mousse Haute Résilience « Découpée - Forme Gaufrier » : Polyuréthane 37kg/m³ - Portance 3,5 Kpa - Classement au feu : M4
- Test de résistance au Feu : EN 597-1 & EN 597-2
- Livré avec une alèse DERMALON 140X280
- Poids min. du patient : 40 kg / Poids max. du patient : 90 kg
- Dimensions : 88 x192 x18cm