

MINERVE PHILADELPHIE MEDIUM

Réf.: B-05HRM



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

MINERVE PHILADELPHIE EN POLYURÉTHANE

- Orthèse cervicale rigide en 2 parties
- Immobilisation rachi-cervicale à 4 appuis
- Repose menton
- Perforations trachéales et d'aération
- Fermeture à double scratches

Prescriptions:

- Névralgie cervico-brachiale
- Entorse cervicale
- Immobilisation rachi-cervicale