

CATALOGUE

MOBILIER MEDICAL

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
JFAL01FE	<p>TABLE DE MASSAGE PORTABLE</p>  <p>PLIABLE Marque : CONFY CARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chassis en Aluminium • Revêtement en skaï noir épaisseur de 8 cm • Pieds en Aluminium avec manches en Vinylic • Réglable en hauteur de 64 à 88cm • Ouverture faciale avec couvercle • Rangement en Sac • Portée max.: 90 kg • P.N./P.B.:11.8 kg /14 kg <p>Accessoires:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repose tête, reposes bras, - Épaulières, sac de rangement <p>Dim. ouverte : 185 x 69 cm - H. 63-86 cm Dim. pliée : 93 x 66 x 17 cm</p>	Nous consulter Brut
000H05S	 <p>BALLES Marque : HEUER EDUCATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Balles de Rééducation des mains - Souple & Dure - Multicolore 	Nous consulter Brut
JDC04-5	 <p>LIT HOP Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE QUESERIMA 3</p>	<p>LIT HOPITAL MECANIQUE A 3 FONCTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tête et pied de lit en plastique ABS amovibles et Sommier en Epoxy • 4 roues en ABS silencieuses de 12 cm, dont 4 à freins • Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm • 1 Potence en Inox amovible à 4 branches • Crochets pour poche à urine <p>3 Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relève buste réglable par manivelle - Soulève jambe réglable par manivelle - Réglable en hauteur par manivelle <p>Dimensions : 1970 x 890 x 490-720 mm</p>	Nous consulter Brut
JDC09-1	 <p>LIT HOPITAL MECANIQUE</p> <p>SERIMA Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<p>LIT HOPITAL MECANIQUE A 2 FONCTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy • 4 Roues en ABS, dont 4 à freins • Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 35 cm (2 pcs) • Potence en Inox amovible à 2 branches • Crochet pour poche de drainage amovible <p>2 Fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relève buste réglable de 0 à 90° par manivelle - Soulève jambe réglable de 0 à 45° par manivelle <p>Dimensions : 1970 x 890 x 500 mm *Hauteur Fixe</p>	Nous consulter Brut
BKA-153	 <p>COQUE - BERCEAU EN PLEXI GLASS</p> <p>SANS MATELAS Marque :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coque Plexi glass incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération (Sans matelas) • Dimensions coque : 800 x 500 mm 	Nous consulter Brut
RT-3	 <p>POTENCE A SERUM INOX</p> <p>5 PIEDS Marque : Shang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tige inox réglable en hauteur 1340 à 2320mm • Piètement chromé sur roulettes • 4 Crochets en Inox • 1 frein 	Nous consulter Brut
RT-4	 <p>POTENCE A SERUM INOX</p> <p>5 PIEDS Marque : Shang PLASTIQUE NOIR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tige en inox réglable en hauteur de 1300 à 2140mm • Pieds à 5 branches en plastique noir sur roulettes • 4 Crochets en plastique 	Nous consulter Brut

SKH-041

POTENCE A SERUM INOX**PORTE M**Marque : **SAIKANG** Medical

- Tige en Inox réglable à vis
- Poignet, réglable à vis
- Plateau porte moniteur en Plastique
- Potence à 4 crochets en Inox
- Piètement à 5 branches en Inox
- 5 Roulettes à freins
- Dimensions plateau : 230-180mm
- Tige réglable en hauteur de 1570-2000 mm

Nous consulter Brut

XLK5-4

POTENCE A SERUM INOX**PIÈTEMI FONTE**Marque : **Shang**

- Tige en inox coulissante à 4 crochets Inox
- Pieds en fonte avec cache branche en plastique couleur blanche
- Hauteur réglable de 1200 à 2100 mm
- Piètement stable en fonte à 5 branches sur roulettes avec 2 freins

Nous consulter Brut

UPL-501

PANIER RUM INOXMarque : **ZIPL**

- Lamelles inoxydables
- Ajustables aux flacons de 250 ml et 500 ml

Nous consulter Brut

EL-02

TABLE ELECTRIQUE**ROBIN 2**Marque : **COIFYCARE****TABLE D'EXAMEN ELECTRIQUE A 02 SECTIONS**

- Moteur électrique avec amortisseur (1 pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Ouverture faciale
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4 pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4 pcs)
- Barre-pédale de pied pour réglage de la hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence
- Relève buste manuel par vérin à gaz
- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie
- Dimensions (table ouverte): 1950 x 660 x 460-900mm

Nous consulter Brut

EL-03

TABLE ELECTRIQUE**ROBIN 3**Marque : **COIFYCARE****TABLE D'EXAMEN ELECTRIQUE A 3 SECTIONS**

- Moteur électrique avec amortisseur (1 pc)
- Châssis robuste en Epoxy stable sur 4 appuis fixes
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm et recouverte de cuir noir
- Freins bilatéraux pour fixation de la table (4 pcs)
- Roues de 7.5 cm de diamètre rétractables assurant stabilité de la table (4 pcs)
- Ouverture creuse sur la 3ème section
- Barre-pédale de pied pour réglage hauteur
- Positionnement horizontal de la table pour patients en urgence
- Relève buste manuel par vérin à gaz
- Accessibilité optimale du praticien des différents angles de la table pour toute thérapie
- Angle de rotation du relève-buste : -45° à +40°
- Angle du dossier : 0° à +80°
- Hauteur réglable : 450 - 900 mm
- Dimensions: 1950 x 660 x 450 x 900 mm

Nous consulter Brut

MA-05CC

TABOURET ROND ROULANT**PIETEMI IQUE**Marque : **COIFYCARE**

- Assise 35cm en mousse recouverte en cuir
- Epaisseur : 6cm
- Réglage hauteur de 44 à 59 cm à vérin hydraulique
- Piètement en plastique à 5 branches

Nous consulter Brut

MA-03CC

TABOURET ROND ROULANT**PIETEMI ME**Marque : **COIFYCARE**

- Assise 35 cm confortable en mousse recouverte en cuir NOIR
- Epaisseur : 6cm
- Réglage hauteur de 47 à 64 cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé à 5 branches

Nous consulter Brut

MA-08CC

TABOURET ROND ROULANT**AVEC CE**Marque : **COIFYCARE**

- Assise 35 cm en mousse recouverte en cuir Epaisseur : 6 cm
- Réglage hauteur de 45 à 60 cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé Deluxe à 5 branches sur roulettes
- Cerceau repose pieds total confort

Nous consulter Brut

MA-04CC

TABOURET ASSISE SELLE**ROULAN ENT CHROME**Marque : **COIFYCARE**

- Assise confortable ergonomique format selle recouverte en cuir
- Réglage hauteur de 50 à 63 cm à vérin hydraulique
- Piètement chromé à 5 branches

Nous consulter Brut

MA-06CC	<p>TABOURET ASSISE SELLE</p>  <p>ROULANT ASSISE SELLE EN TAPIS ET PLASTIQUE Marque : CONFY CARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assise confortable ergonomique format selle recouverte en cuir • Réglage hauteur de 44 à 59 cm à vérin hydraulique • Piètement plastique à 5 branches 	Nous consulter Brut
MA-07CC	<p>TABOURET ASSISE SELLE</p>  <p>ROULANT ASSISE SELLE EN TAPIS ET PLASTIQUE Marque : CONFY CARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assise confortable ergonomique format selle recouverte en cuir • Réglage hauteur de 46 à 60cm à vérin hydraulique • Piètement chromé Deluxe à 5 branches sur roulettes • Cerceau repose pieds total confort 	Nous consulter Brut
SM5192M	<p>PARAVENT ASSISE SELLE</p>  <p>PARAVENT ASSISE SELLE 3 VOILETS Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis en Inox à 3 panneaux de 60 cm de largeur • Roulant - Pliable • Toile lavable blanche • Dimensions ouvert : 1750 x 1800mm • Poids : 6Kg 	Nous consulter Brut
SM5192S	<p>PARAVENT ASSISE SELLE</p>  <p>PARAVENT ASSISE SELLE 2 VOILETS Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis en Inox à 2 panneaux de 60 cm de largeur • Roulant - Pliable • Toile lavable blanche • Dimensions ouvert : 1750 x 1200mm • Poids : 4Kg 	Nous consulter Brut
UPL-70550	<p>GOOSE</p>  <p>LAMPE DE BUREAU A LED VARIATEUR Marque : ZPL</p>	<p>Lumière LED Blanche froide - 7 ampoules</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bras flexible sur tige en Epoxy • Piètement PVC noir à 5 branches sur roulettes • Variateur de lumière 4 niveaux • Voltage 220V 	Nous consulter Brut
UPL-70600	<p>REGULAR</p>  <p>LAMPE DE BUREAU A LED LUMIERE JAUNE Marque : ZPL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bras articulé à ressorts • Tige en Epoxy blanche • Piètement métallique bleu à 5 branches sur roulettes • Voltage 220V • Ampoule : 50 Watts - lumière jaune 	Nous consulter Brut
JDFE01-2	<p>GUERIDON</p>  <p>GUERIDON EN INOX 2 PLATEAUX Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ossature fixe en tube rond Inox • 2 Plateaux en Inox avec rebords et manches de guidage • 6 portes pissette amovible adaptable à 250ml • 4 roues en ABS, dont 2 à freins • Dimensions avec manche de guidage: 790 x 470 x 880 mm • Dimensions sans manches: 790 x 470 x 700 mm 	Nous consulter Brut
JDFE06	<p>GUERIDON EN INOX 3 PLATEAUX</p>  <p>GUERIDON EN INOX 3 PLATEAUX Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ossature fixe en tube rond Inox • 3 Plateaux chromés avec rebords et un tiroir • Manches de guidage • 4 roues en ABS, dont 4 freins • Dimensions : • 1^{er} plateau : 54.5cmx31cm • 2eme plateau : 54.5 cmx41cm • 3eme plateau : 54.5 cmx41cm Hauteur avec manche de guidage : 93.cm 	Nous consulter Brut
JDFD09-INOX	<p>CHARIOT A LINGE SALE</p>  <p>CHARIOT A LINGE SALE Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chariot à linge sale et propre en Inox démontable • 3 Plateaux inox de rangement avec rebords pour linge propre • Manche de guidage • Sac à linge sale en toile bleu détachable et lavable • 4 Roues en ABS de 7 cm, dont 2 à freins • Dimensions : 480 x 800 x 880mm • Dimensions plateau : 400 x 480 mm 	Nous consulter Brut

SKH041-5



BAQUET **ETTES**
Marque : **SAIKANG** Medical

- Baquet roulant en inox
- Hauteur variable de 830 à 1300mm
- Piètement à branches en plastique sur 5 roulettes
- Diamètre cuvette: 300 mm
- Capacité : 3.4L

Nous consulter Brut

Cette table d'opération électrique est adaptée pour des interventions chirurgicales au niveau de la tête, cou, thorax, abdomen, périnée et des extrémités. Elle est également adaptée aux opérations gynécologiques, obstétriques, urologiques, ORL, ainsi qu'orthopédiques.

La table est réglable en hauteur, inclinable latéralement, le dossier est inclinable, également munie du système d'inclinaison Trendelenburg & Trendelenburg inversé. Toutes ces fonctions sont contrôlables via télécommande.

Paramètres Techniques Principaux :

Longueur Table	2100 mm
Largeur Table	480 mm
Hauteur réglable	750-1000 mm
Repose tête	280x325 mm
Dossier	500x480 mm
Assise	530x480 mm
Section jambe	510x236 mm
Repose pied	180x273 mm
Section lombaire	100x480 mm
Capacité Max.	250kg

Configuration Technique :

Télécommande	1 pc
Repose tête	1 pc
Arceau d'anesthésie	1 pc
Support du corps	1 pc
Support d'épaule	1 pc
Accoudoir	1 pc
Béquille pour supporter le genou	1 pc
Coussin	1 pc
Sangles (en option)	1 pc
Poignée	1 pc

Paramètres Electriques :

Vitesse des mouvements	4~16mm/s
Indice de Protection	IPX4
Alimentation	AC220V,50Hz
Source électrique interne	DC 24V
Capacité de la batterie :	>2.4AH,type de sécurité pour l'appareil : IB

Réglage des sections :

Trendelenburg inversé :	> 20°
Trendelenburg :	> 15°
Inclinaison latérale :	> 15°
Repose tête surélevée à partir de l'horizontale :	> 45°
Repose tête abaissée à partir de l'horizontale :	> 90°
Section jambe abaissé à partir de l'horizontale :	> 90°
Section jambe ouverte :	> 90°
Dossier surélevé à partir de l'horizontale	> 45°
Dossier abaissée à partir de l'horizontale	> 15°

TABLE D'OPERATION ELECTRIQUE



OPERA-I
 Marque : 

TO-2000

Nous consulter Brut

TABLE GYNECO ELECTRIQUE



OPTIMA

Marque :

COMFYCARE

Table Gynécologique-Obstétricale Electrique à 2 moteurs électriques à pédales - Moteurs TIMOTION

- Châssis robuste renforcé en Epoxy
- Sellerie capitonnée en mousse de 5 cm recouverte de cuir
- Roues arrière rétractables assurant stabilité de la table (2 pcs)
- Roues de devant de 5 cm avec freins (2 pcs)
- Poignets d'appui rabattables (2 pcs)
- Positionnement horizontal de la table
- Levier de contrôle à double pédales électriques pour contrôle de la hauteur et du Trendelenburg
- Relève buste manuel par vérin à gaz sur côtés
- Alimentation : AC220+ -10%, 50Hz+ -1Hz
- Dimensions : 1850 x 600 x 600-1030 mm

Accessoires fournis:

- Poignets d'appui (2pcs)
- Baquet en Inox (1pc)
- Etriers / Supports de jambes (2pcs)

Certificats: CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.

Nous consulter Brut

TABLE D'ACCOUCHEMENT ELECTRIQUE



REGNA

Marque :

Shang

- Table universelle pour consultations gynécologiques, accouchements et opérations obstétricales
- Flexion et inclinaison proclives et déclives par système électrique (télécommande)
- Structure en acier inoxydable
- Sellerie en simili cuir garnie de mousse
- Alimentation : AC220+ -10%, 50Hz+ -1Hz

Accessoires fournis:

- 2 Reposes épaules + 1 Ecran Anesthésique
- 1 Potence à 2 crochets + 02 étriers.
- 2 Reposes Bras avec vérin d'orientation + 2 Poignets + 1 Bassin

Dimensions: 1900 x 600 x 680-930 mm

Nous consulter Brut

DIVAN D'EXAMEN EN EPOXY

Marque :

SAIKANG Medical



- Châssis en tube carré en Inox - pieds tube rond
- Relève buste réglable par crémaillère à 10 positions
- Sellerie capitonnée en mousse & simili cuir, épaisseur : 10 cm
- Support pour draps d'examen
- Couleur : Noire

Dimensions : 1900 x 600 x 800 mm

Nous consulter Brut

DIVAN D'EXAMEN EN EPOXY

Marque :

BETA

Marque :

Shanghai Sunshier



- Chassis Démontable à Tube carré Epoxy
- Tête réglable par Crémaillère à 9 Positions
- Sellerie garnie de mousse recouverte de simili cuir
- Support pour draps d'examen
- Couleur : Noire

Dimensions : 1840 x 600 x 700 mm

Nous consulter Brut

CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS EN ABS

Marque :

SAIKANG Medical



- Chariot en ABS solide
- Barrière en Inox
- Un plateau supérieur en ABS avec poignées moulées des deux côtés
- 10 Tiroirs coulissants: 5 de chaque côté à 50 compartiments pour médicaments, avec poignets pour ouverture maximale
- Un grand tiroir de rangement avec séparations
- Un porte document
- Fermeture centralisée des tiroirs à clés
- 2 Poubelles à couvercle en plastique
- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions: 750 x 470 x 920 mm

Nous consulter Brut

CHARIOT DISTRIBUTION MEDICAMENTS EN ABS - MM

Marque :

SAIKANG Medical



- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangle en plastique (porte défibrillateur)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
 - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
 - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
 - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support pour bouteille d'Oxygène en plastique
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets
- 1 Porte dossier
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions: 750 x 475 x 950 mm

Nous consulter Brut

TABLE DE CHEVET

Marque :

SAIKANG Medical



EN ABS

Marque :

SAIKANG Medical

- 1 Plateau et un tiroir pour rangement
- 1 Placard à une étagère
- Sur roulettes, dont 2 à freins
- 2 Portes Serviette avec crochets
- Couleur: Bleue et Grise
- Dimensions. : 470 x 470 x 800 mm

Nous consulter Brut

TABLE A MANGER 1 PLATEAU EN ABS

Marque :

SAIKANG Medical



A VERIN

Marque :

SAIKANG Medical

- Un plateau en ABS, couleur bleu ciel
- Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc
- 4 roulettes, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur par vérin à gaz
- Dimensions: 880 x 440 x 770-1050 mm

Nous consulter Brut

**TABLE A MANGER
1 PLATEAU EN BOIS**



A VERIN

Marque : SAIKANG/Medical

- 1 Plateau en bois plaqué
- Structure en Epoxy
- 4 roulettes, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur à vérin à gaz
- Dimensions: 800 x 400 x 800-1100 mm

Nous consulter Brut

LIT ELECTRIQUE 3 FONCTIONS



LIFE 3

Marque : K 凯瑞杰德®
KAIRUIJIEDE

- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- 01 télécommande
- Potence télescopique à 4 crochets
- 4 Crochets pour poches à urine
- 4 Roues en ABS silencieuses de 12 cm de diamètre, dont 4 à freins
- Moteur électrique

3 Fonctions :

- Relève buste
- Relève jambe
- Réglage de la hauteur

Dimensions : 2000 x 890 x 520-720mm

Nous consulter Brut

CHARIOT A PANSEMENTS EN ABS - GM

Marque : SAIKANG/Medical



- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangles (porte défibrillateur)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
 - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
 - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
 - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support plastique coulissant à 2 Sangles pour bouteille d'Oxygène
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique (jaune / vert)
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets
- 1 Porte dossier
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins

Dimensions: 850 x 520 x 980 mm

Nous consulter Brut

LAMPE INFRA ROUGE



ROULETTE MANIVELLE 400WAT

Marque : Shang

La chaleur de cette lampe infrarouge est très confortable, elle pénètre profondément la peau et stimule ainsi la circulation sanguine. Cette chaleur soulage ainsi la douleur des muscles et articulations.

Caractéristiques techniques :

- Voltage: 220
- Minuterie manuelle réglable : 0 - 60 Minutes
- Lampe rotative à 360 °
- Ampoule céramique
- Hauteur de la tige réglable de 100 à 135 cm
- 4 roues pour déplacement facile

Nous consulter Brut

CHARIOT A PANSEMENTS EN ABS



2 ETAGE

Marque : SAIKANG/Medical

- Chariot bleu en ABS
- 2 Plateaux avec rebords et manches de guidage en Inox
- Tiroir avec compartiments
- Seau en plastique avec couvercle
- Bassine en inox
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: : 730 x 480 x 900 mm

Nous consulter Brut

GUERIDON A PANSEMENTS EN ABS - TEAUX

Marque : SAIKANG/Medical



- Guéridon en ABS, couleur bleue
- Ossature fixe
- 3 Plateaux en ABS avec rebords et 2 manches de guidage en inox
- Avec un tiroir à compartiments
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: 730 x 480 x 900mm

Nous consulter Brut

LIT SIMPLE MECANIQUE



MANIVO

Marque : SAIKANG/Medical

- Ossature tube Carré en Epoxy, à 2 plans (1 pc)
- Roues avec cache en plastique, dont 2 avec freins (4pcs)
- Potence télescopique en Inox amovible à 4 branches à 4 crochets en plastique (1 pc)
- 02 crochets à vis pour poches à urine
- Tête et pied du lit en tube rond Inox démontables, couleur bleue en bois lamifié
- 1 Fonction :
 - Relève buste réglable à 90° par manivelle en matière chromé
- Dimensions : 1950 x 900 x 510mm

Nous consulter Brut

LIT MECANIQUE



JUNIOR

Marque : SAIKANG/Medical

Lit mécanique avec matelas, pour enfant à une manivelle

- Structure du lit en Epoxy
- Matelas en mousse HR à 2 sections, flexible et Waterproof
- Réglable du relève buste par manivelle de 0 à 85°
- Roues en ABS à freins, d'un diamètre de 12 cm
- Crochets pour poches de drainage (2pcs)
- Potence télescopique à 4 crochets
- Supports pour potence (4pcs)
- Ridelles en Epoxy rabattables, de 43 cm de hauteur

Dimensions matelas : 1460 x 650 x 100 mm

Dimensions du lit (avec ridelles): 1540 x 670 x 990 mm

Nous consulter Brut

TABLE ELECTRIQUE



NORMA

Marque : SAIKANG Medical

Table d'Examen électrique à 2 sections

- Moteur électrique (1 pc)
- Structure en Epoxy
- Sellerie garnie en mousse, recouverte en cuir noir d'une épaisseur de 6 cm
- Hauteur réglable par télécommande
- Relève buste réglable par système autobloquant
- Ouverture faciale
- Support pour draps d'examen
- Barre-pédale : Freins pour fixation de la table
- Coussin : 280 x 350 x 50mm
- Alimentation : AC100-240V, 50/60Hz
- Dimensions : 1840 x 680 x (500-840)mm

Nous consulter Brut

TABLE A MANGER TELESCOPIQUE EN ABS



Marque : SAIKANG Medical

- Table à manger télescopique en ABS
- Fixation aux ridelles du lit
- Dimensions : 350x(870-1000)mm

Nous consulter Brut

LIT ELECTRIQUE 3 FONCTIONS



SUP 3

Marque : K 凯瑞杰德®
KAIRUIJIEDE

- Moteur électrique
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 34 cm (4 pcs)
- Télécommande (1 pc)
- affichage de l'inclinaison sur les ridelles
- Potence télescopique à 2 crochets (1 pc)
- Crochets pour poches à urine
- Roues en ABS silencieuses de 12.cm de diamètre, dont 4freins
- Option CPR

3 Fonctions :

- Relève Buste : 70 °
- Relève Jambe : 15 °
- Réglage en hauteur : 430-700 mm
- Dimensions : 2000 x 900 x 500-700 mm

Nous consulter Brut

Fauteuil de Dialyse électrique en simili cuir couleur Bleue

Paramètres Techniques Principaux :

Dimensions du fauteuil	1800 x750 mm
Hauteur réglable	(500-550) à (660-720) mm
Section dorsale	770x580 mm
Siège	470x580 mm
Repose-jambes	400x540 mm
Repose-pieds	460x230 mm
Accoudoirs	500x180 mm
Accoudoirs rotatifs	0° - 270°
Accoudoirs détachables	
Epaisseur matelas (assise)	80 mm
Relève buste	0°-70°
Relève jambe	20°-75°
Roues à freins, d=7.5cm	4 pcs

Configuration Technique :

Télécommande	1 pc
Ligne électrique	1 pc
Roues silencieuses, à freins	4 pcs
Petite Table à manger	380 x 280 mm
Fonction RCP	

Paramètres Electriques :

Voltage d'Alimentation	100-240V
Fréquence	50/60Hz

FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE



DIA 3
Marque : SAIKANG Medical

Nous consulter Brut

TELECOMMANDE LIT ELECTRIQUE LIFE & SUPRA



Marque :

- • Télécommande pour les 3 électriques (Relève buste, relève jambe et hauteur)
- • Adaptable aux lits SUPRA 3 - LIFE 3 - LIFE 5

Nous consulter Brut

ARMATURE ORTHOPEDIQUE



DE TABL NUELLE SK
Marque : SAIKANG Medical

L'armature orthopédique **A03** est une extension adaptable sur tout type de table d'opération. Elle est conçue principalement pour les opérations des membres inférieurs.

- • Réglable en hauteur avec manivelle.
- • Positions des membres inférieurs : latérale /horizontale.
- • Composition: Portes jambes, support pelvis, chaussures orthopédiques.
- • En acier inoxydable
- • Dimensions :
 - Longueur : 1700-2400 mm.
 - Largeur : 480 mm.
 - Hauteur minimale : 750 mm
 - Hauteur maximale : 1000 mm
 - Section arrière relevée 70°.
 - Section arrière abaissée 20°.
 - Plage de traction : 1000 mm.
 - Voyage de traction : 200 mm.

Nous consulter Brut

TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX



GYNECA
Marque : SAIKANG Medical

- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir noir, épaisseur de 9cm
- Châssis en tube carré en Inox
- Cadre en acier inoxydable
- Réglage du relève buste par crémaillère sur 10 positions
- Accessoires standards :
 - Cuvette amovible en inox (1pcs).
 - Poignets de maintien (2pcs).
 - Jambières (2pcs).
 - Paire d'étriers.
- Positions :
 - Relève buste : 0-55° (± 10°)
 - Relève jambe : 0-85° (±10°)
- Dimensions : 1820 x 650 x 800 mm

Nous consulter Brut

KA-ABS



RIDELLE 3 - PAIRE
Marque : **SAIKANG** Medical

- Ridelles en ABS pour lits
- Paire

Nous consulter Brut

JDC11-2

LIT HOPITAL MECANIQUE



SERIMA
Marque : **凯瑞杰德**
KAIRUIJIEDE

LIT HOPITAL MECANIQUE A 1 FONCTION

- Tête et pied de lit en ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- Roues en ABS (dont 4 à freins); d=12 cm (4 pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables de hauteur: 35 cm (2 pcs)
- Potence amovible à 4 branches (1 pc)
- Crochet pour poche à urine de drainage amovible (1 pc)

1 Fonction :

- Relève buste réglable de 0 à 80° par manivelle

Dimensions : 1960 x 900 x 500 mm

*Hauteur Fixe

Nous consulter Brut

JDFD10



CHARIO DEUX BACS
Marque : **凯瑞杰德**
KAIRUIJIEDE

Nous consulter Brut

A6k



LIT ELE CTIONS
Marque : **SAIKANG** Medical

- Moteur électrique (3 pcs)
- Structure en Epoxy
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- Télécommande (1 pc)
- Potence télescopique à 4 crochets (1 pc)
- Supports Potence
- Crochets pour poches à urine (4 pcs)
- Roues en ABS silencieuses de 12.5 cm de diamètre, à freins
- Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
- Portée : 200 Kg
- Dimensions Ext. : 2100 x 910mm
- Dimensions Int. : 1980 x 830mm

3 Fonctions :

- Relève buste : 0° ± 75°
- Relève jambe : 0° ± 35°
- Réglage de la hauteur: 420-710mm

Nous consulter Brut

A2k



LIT HOP
Marque : **SAIKANG** Medical

LIT HOPITAL MECANIQUE A 2 FONCTIONS

- Structure en Epoxy
- Manivelles (2 pcs)
- Tête et pied de lit en ABS amovibles
- Roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins (4 pcs)
- Ridelles en Aluminium rabattables, H.36cm (2 pcs)
- Potence télescopique à 4 crochets (1 pc)
- Crochets pour poche de drainage (2 pcs)
- Support pour fixation de potence (4 pcs)

2 Fonctions :

- Relève buste réglable de 0-75° (±10°) par manivelle
- Soulève jambe réglable de 0-35° (±10°) par manivelle

Dimensions : 2000 x 860 x 500 mm

Nous consulter Brut

SM-C-EDT



SUPPOR TANT AVEC PANIER
Marque : **CONTEC**

- Support roulant porte Moniteur / Dinamap / Toco / ECG
- Tige en Inox réglable en hauteur
- Pieds 4 branches en plastique sur roulettes avec 2 freins
- Panier en plastique

Nous consulter Brut

JD-PE08

TABLE A MANGER EN ABS V.A GAZ



1 PLATE
Marque : **凯瑞杰德**
KAIRUIJIEDE

- Un plateau en ABS, couleur blanche
- Colonne en Epoxy avec cache en plastique blanc
- 4 roulettes de 6 cm, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur par vérin à gaz
- Dimensions: 820 x 450 x 790-1000 mm

Nous consulter Brut

09340

LAMPE ILLUMINATION
Marque : **MIMSAL**



La lampe loupe LED H.F. est une loupe LED à lentille ronde destinée examens médicaux nécessitant une excellente vision de la zone ciblée. Elle est idéale pour les hôpitaux, les laboratoires, les cliniques esthétiques, etc.

Fonctionnalité et performance :

- Éclairage sans ombre.
- Bras à ressorts internes de compensation permettant différentes positions.
- Interrupteur placé sur la tête.
- Tête avec lentille biconvexe circulaire, réglable et facile à utiliser.

Sécurité et hygiène :

- Écran pare-chaaleur.
- Protecteur de tête avec mécanisme à charnières pour éviter la poussière et les éraflures.

Economie :

- Haut rendement et faible consommation, 8 W.
- Longue vie utile du produit, 40.000 heures.
- Matériaux durables.
- Faibles frais d'entretien.

Options de montage :

- La version standard est fournie avec étau pour table AH.
- Comme accessoires, nous offrons une vaste sélection de supports d'encrage murale, rail, bras extension ou pied à roulettes.

Caractéristiques techniques :

- Source de lumière : LED 8W
- Durée de vie : 40.000 heures
- Température de la couleur : 6.500°K
- Lentilles : 5 dioptries
- Grossissement: x2.25
- Diamètre lentille grossissement : 127 mm
- Longueur du bras articulé : 900 mm
- Poids Net du luminaire 2.40 kg
- Couleur de l'ensemble : Blanc
- Dimensions luminaire : 26 * 20 cm
- Dimensions bras articulé : 46 - 45 cm
- Support roulant
- Pieds 5 branches en plastique sur roulettes dont 3 avec freins

[Nous consulter Brut](#)

JDFD01

CHARIOT
Marque : **KAI RUI JIE DE**



- 1 Plateau supérieur en plastique ABS avec rebord en Inox
- 2 Poignées moulées de guidage sur les deux côtés du plateau
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- 1 Tablette pivotante à sangle en plastique (porte défibrillateur à 29.5cmx38cm)
- 5 Tiroirs à compartiments ajustables et fermeture centralisée
 - 2 tiroirs petit calibre pour nécessaire d'intubation,
 - 2 tiroirs moyen calibre pour médicaments
 - 1 grand tiroir pour matériel spécifique: gants, rasoir, masques ...etc.
- 1 Support pour bouteille d'Oxygène en plastique
- 1 Porte déchets contaminés + 2 Poubelles en plastique
- 1 Planche de réanimation cardiaque en ABS
- 1 Tige porte sérum à 4 crochets
- 1 Porte dossier
- Rack multiprises électrique à l'arrière du chariot
- 4 Roues pivotantes, dont 2 avec freins
- Dimensions: 750 x 480 x 950 mm

[Nous consulter Brut](#)

JD-FT05

POTENCE A SERUM INOX PORTE MONITEUR ABS



Marque : **KAI RUI JIE DE**

- Tige en Inox réglable à vis
- Poignet, réglable à vis
- Plateau porte moniteur en Plastique
- Potence à 4 crochets en Inox
- Piètement à 5 branches chromé
- 5 Roulettes à freins
- Dimensions plateau : 230-180mm
- Tige réglable en hauteur de 1570-2000 mm

[Nous consulter Brut](#)

SKH0415-5

BAQUET
Marque : **SAIKANG Medical**



- Baquet roulant en inox
- Hauteur variable de 810 à 1300mm
- Piètement à branches en plastique sur 5 roulettes
- Diamètre cuvette: 300 mm
- Capacité : 3.4L

[Nous consulter Brut](#)

SKH-006

GUERIDON
Marque : **SAIKANG Medical**



- Ossature fixe en acier inoxydable.
- Deux plateaux en acier inoxydable
- Manches de guidage
- Garde-corps sur trois côtés de chaque plateau
- Roulettes couvertes deux avec freins.
- Dimensions (LxLxH) : 670x450x900mm

[Nous consulter Brut](#)

SKS-025

TABLE DE CHEVET
Marque : **SAIKANG Medical**



- Table de chevet en résine phénolique
- La structure de la table, incluant les trois parois latérales, est en acier. Le plateau, le tiroir et la porte sont fabriqués en panneau compact en résine phénolique
- Dimensions extérieures (LxIxH) 475x480x810 mm
- 1 Tiroir
- 1 Armoire
- 1 espace ouvert de stockage au milieu.
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Cadre à 4 colonnes en alliage d'aluminium, stable et solide.

[Nous consulter Brut](#)

REA



Lit de ré
Marque : SAIKANG Medical

Nous consulter Brut

LIT HOPITAL MECANIQUE



SERIMA
Marque : SAIKANG Medical

LIT HOPITAL MECANIQUE A 3 FONCTIONS

- Tête et pied de lit en plastique ABS amovibles et Sommier en Epoxy
- 4 roues en ABS silencieuses de 12 cm, dont 4 à freins
- Paire de ridelles en Aluminium rabattables ; hauteur : 35cm
- 1 Potence en Inox amovible à 4 branches
- Crochets pour poche à urine

4 Fonctions :

- Relève buste réglable par manivelle
- Soulève jambe réglable par manivelle
- Réglable en hauteur par manivelle
- Trendelenburg 12°
- Trendelenburg Inversé 12°

Dimensions : 2130 x 1020 x 475-800 mm

Nous consulter Brut

SKR054-AT



CHARIO
Marque : SAIKANG Medical

- Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable
- Barrière en Inox
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs étiquetées à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Fermeture centralisée des casiers à clé
- 2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 750 x 475 x 950mm

Nous consulter Brut

SKH038-2



TABLE P
Marque : SAIKANG Medical

- Dimensions (LxLxH) 500x350x (900-1300) mm
- Taille du plateau 350x500mm
- Hauteur réglable de 870 à1300mm
- 4 Roulettes dont 2 avec freins
- Ossature en inox
- Plateau chromé

Nous consulter Brut

LIT HOPITAL MECANIQUE 3 FONCTIONS



Marque : SAIKANG Medical

- Manivelle manuelle 3 pièces
- Roulettes couvertes de 5 pouces 4 pièces
- Garde-corps latéraux PP extra-haut
- Extrémités de lit PP avec verrouillage sécurisé et roues pare-chocs Ø65
- Plateforme de lit PP avec retenue de matelas intégrée
- Potence amovible à 4 crochets
- 4 emplacements pour potence
- 2 Crochets de drainage

Paramètres techniques :

- Plateforme du matelas : 1925 x 900 mm
- Charge de travail sécurisée : 200 kg
- Ajustement de la hauteur : 430-740 mm
- Inclinaison du dossier : 0-73° (±5°)
- Inclinaison de la jambe : 0-38° (±5°)
- Indicateur d'angle : 0-90°
- Dimensions externes (L x l) : 2130 x 1025 mm

Nous consulter Brut

CHARIOT A PANSEMENTS ABS



3 TIROIR
Marque : SAIKANG Medical

- Cuéridon roulant en abs et en acier inoxydable,
- 2 plateaux 60 x 40 cm
- 3 Tiroirs
- Galeries sur le plateau supérieur,
- Piètement tube rond de 25 mm de diamètre minimum, roulettes en abs silencieuses dont 2 a freins.
- Hauteur totale avec roues et poignet de 95 cm
- 2 portes serviettes

Nous consulter Brut

ESCABEAU 2 MARCHES EN INOX TAPIS EN CC



Marque : SUMBOW

- Ossature en tube rond en acier inoxydable,
- 2 marches caoutchouc antidérapant
- piètement à patins antibruit
- Dimension de la marche: 28 x 38 cm
- * Hauteur 1ere marche : 24 cm
- * Hauteur 2eme marche : 20 cm

Nous consulter Brut

CHARIOT A LINGE SALE PROPRE EN EPOXY



Marque : KAI RUI JIE DE

- Chariot à linge sale et propre en EPOXY ossature fixe
- 3 Plateaux en Epoxy de rangement avec rebords pour linge propre
- 01 tiroir
- Manche de guidage
- Sac à linge sale en toile bleu pliable détachable et lavable
- Support coulissant pour étagère située sous le porte-sac à linge sale
- 4 coins anti choc en plastique
- 4 Roues, dont 2 avec freins à 10cm
- Dimensions 92x42x96cm

Nous consulter Brut

JDFD09

ECOSY930

TABLE CHAUFFANTE SUR ROULETTES



Marque :

- Chauffage infrarouge 500W avec servocontrôle cutané
- 3 modes : Préchauffage, Manuel, Bébé
- Plage de température : 34.5°C à 37.5°C
- Affichage simultané : température réglée + température cutanée
- Écran tactile 10.4"
- Alarmes : coupure de courant, défaut capteur, écart de température
- Inclinaison du lit en Trendelenburg $\pm 13^\circ$
- Tête chauffante orientable
- Timer APGAR / CPR
- Tirroir de rangement intégré
- Potence à sérum
- Sorties auxiliaires x2

Accessoires fournis :

- 2 sondes cutanées (1 jaune + 1 blanche)
- Cordon secteur + câble de terre
- Manuel utilisateur

Modules disponibles en option :

- Spo? (saturation oxygène)
- Cassette radiologique (compatible RX)
- Matelas gel
- Photothérapie LED
- Balance bébé intégrée et Réglage hauteur électrique - à commander avant fabrication
- Module de réanimation complet (insufflation + aspiration + masques)
- 10 sondes cutanées supplémentaires

Nous consulter Brut

EcoLa3000

INCUBATEUR NEONATAL SUR ROULETTES



Marque :

- Écran LCD 8"
- Contrôle température air et cutané par servo-contrôle
- Système d'humidification intégré (30 % à 95 %)
- Inclinaison du matelas $\pm 12^\circ$
- Double paroi frontale et arrière + rideau d'air
- Tiroirs rotatifs à 360°
- Alimentation AC + Batterie DC 12V
- Alarmes : surchauffe, coupure, capteurs, défaut circulation
- Potence à sérum + étagère
- Sorties auxiliaires x3

Accessoires fournis :

- 2 sondes de température
- 2 filtres à air
- Cordon secteur + câble de terre
- Manuel utilisateur

Modules disponibles en option :

- Contrôle O? servo (21-65%)
- Sondes Jetables et Filtres à air
- Cassette radiologique
- Spo? (saturation oxygène)
- Matelas gel
- Réservoir humidité autoclavable
- Photothérapie LED
- Balance bébé intégrée et Réglage hauteur électrique - avant fabrication

Nous consulter Brut

SKH038-6

TABLE NIVEAUX ADJUSTABLES

Marque :



- Dimensions 600x400x (800-1100) mm

Nous consulter Brut

SKR-AT120

CHARIOT D'ANESTHESIE EN ABS

Marque :



- Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable
- Barrière en Inox
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs étiquetés à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Fermeture centralisée des casiers à clé
- 2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins à système silencieux
- Dimensions : 625 x 475 x 960mm

Nous consulter Brut

X01-1

BERCEAU NEONATAL EN ABS

Marque :



- Berceau nouveau-né en ABS
- Roulettes silencieuses de 10cm de diamètre, dont 2 à freins
- Coque en plexi glace transparente
- Matelas en mousse, épaisseur : 4cm
- Fonctions ajustables par 2 Vérins à gaz:
 - Trendelenburg: 12 °
 - Trendelenburg Inversé: 12 °
 - Réglage en hauteur de 780 à 940 mm

Dimensions : 850 x 500 x (780-940) mm
Couleurs : **Bleu - Rose**

Nous consulter Brut

JDC01-7

LIT ELECTRIQUE 5 FONCTIONS

Marque :



SUPRA 5

- Moteur électrique
- Structure en Epoxy
- Télécommande (1pc)
- affichage de l'inclinaison sur les ridelles
- Cadre de lit en tubes rectangulaires en acier
- Tête et pieds de lit en ABS amovibles
- Roues ABS silencieuses (dont 4 freins); de12cm
- Ridelles en ABS rabattables de hauteur: 34cm (4pcs)
- Potence amovible à 4 crochets
- Crochets pour poches à urine
- Option CPR
- 5 Fonctions :**
 - Relève Buste : 50°
 - Relève Jambe : 15°
 - Réglage en hauteur : 510-700 mm
 - Trendelenburg 12°
 - Trendelenburg Inversé 12°
- Dimensions : 2000 x 890 x 530-700 mm

Nous consulter Brut

SUPPORT ROULANT PORTE MONITEUR/ DINAMAP



Marque : 

- Luxueux
- Tige en Inox réglable en hauteur 87cm à 110cm
- Pieds 5 branches chromées sur roulettes
- Avec panier

Nous consulter Brut

SUPPORT MURAL PORTE MONITEUR/ DINAMAP



Marque : 

- En Aluminium
- Fixation murale
- Adaptable aux moniteurs et Dinamaps (avec pièce de fixation).

Nous consulter Brut

ESCABEAU EN INOX 2 MARCHES ANTIDERAPPANTES



Marque : 

- Ossature en tube rond en acier inoxydable,
- 2 marches en tôle d'aluminium
- Antidérapant, piétement à patins antibruit
- Largeur de la marche: 35 cm

Nous consulter Brut



GUERIDON
Marque :  TEAUX

- Guéridon en ABS, couleur bleue
- Ossature fixe
- 2 Plateaux avec rebords et 2 manches de guidage
- 4 roues en ABS silencieuses, dont 2 à freins
- Dimensions: 730 x 480 x 900mm

Nous consulter Brut

- La table d'opération **A200-1** est adaptée aux opérations chirurgicales au niveau de la tête, cou, chirurgie thoracique, abdomen, périnée, membres inférieurs, gynécologie, urologie, ORL, ainsi que neurochirurgie.
- Le couvercle de châssis de la table **A200-1** est en acier inoxydable ASI 304 de haute qualité (1.6 mm), soudée sans joints, ferme, stable et d'une apparence élégante.
 - Matelas en mousse à mémoire, amovible, en haute densité avec une bonne résilience, anti-statique, anti-escarres, anti-bactérien et anti-choc.
 - Les fonctions d'inclinaisons de dossier, latérales, Trendelenburg et Trendelenburg inversé sont contrôlés via une télécommande fournie avec la table, cependant quelques fonctions sont manipulables manuellement tel que la section jambe et la section lombaire, sans oublier les différents ajustements de maintien de patient.
 - La table d'opération est équipée de batterie rechargeable haute performance intégrée afin de garantir le fonctionnement sans alimentation électrique. La batterie ne nécessite aucun entretien et peut être utilisée pendant une longue durée pour assurer une sécurité maximale.
 - Le marchepied standard permet d'allonger la table, il peut également être utilisé comme repose genoux.

Paramètres Techniques Principaux :

Longueur Table	2000 mm
Largeur Table	500 mm
Hauteur réglable	550-800 mm
Repose tête	1 pc
Dossier	1 pc
Assise	1 pc
Section jambe	1 pc
Repose pied	1 pc
Section lombaire	1 pc
Capacité Max.	250kg

Configuration Technique :

Télécommande	1 pc
Arceau d'anesthésie	1 pc
Etriers	2 pcs
Support hanche	2pcs
Support d'épaule	2pcs
Accoudoir	2pcs

Paramètres Electriques :

Tension d'alimentation	220V±22V
Fréquence	50Hz±1Hz
Puissance d'entrée	600VA

Réglage des sections :

Trendelenburg inversé	> 25°
Trendelenburg	> 25°
Inclinaison latérale	> 20°
Repose tête réglable	> 50°/>90°
Dossier réglable	> 55°/>16°
Inclinaison Section jambe	> 90°
Rotation Section jambe	> 90°
Section Lombaire relevable	> 120 mm

TABLE OPÉRATION ELECTRIQUE



OPERA-I
 Marque : **SAIKANG** Medical

A200-1

[Nous consulter Brut](#)

A205

TABLE D'OPERATION MECANIQUE



OPERA-1

Marque : SAIKANG Medical

La table d'opération est conçue pour s'adapter à divers types d'opérations chirurgicales
Le couvercle de châssis de la table est en acier inoxydable.

Accessoires standards :

- Support d'épaule (2pcs).
- Support hanche (2pcs).
- Appui-Bras (2pcs).
- Appui-jambes (2pcs).
- Repose pieds(2pcs).
- Arceau d'anesthésie.
- Sangles.

Dimensions :

- Longueur : 2050 ±50mm.
- Largeur : 480 ±20 mm.
- Hauteur réglable : (840-1110) ±50mm.

Positions :

- Dossier réglable : 75°/ 5°.
- Inclinaison latérale
- Trendelenburg : 20°.
- Trendelenburg inversé : 20°.
- Repose tête réglable : 30°/90°.
- Section lombaire relevable : 0-100 mm.
- Freins centralisé
- Plateau RX

Nous consulter Brut

A100-4

TABLE OPERATION ELECTRIQUE



ASTRA-E

Marque : SAIKANG Medical

La table d'opération **A100-4** est adaptée aux différents types d'opérations chirurgicales : chirurgie thoracique, abdomen, périmé, membres inférieurs, gynécologie, urologie, ORL, ainsi que neurochirurgie.

Toutes les fonctions sont contrôlées à l'aide d'une télécommande et peuvent être verrouillées.

Toutes les sections disposent d'une cassette à rayon X pour examen radiologique.

La table d'opération est équipée de batterie intégrée haute performance afin de garantir le fonctionnement jusqu'à 80 opérations.

Dimensions :

- Longueur du plateau de la table : 2070mm
- Largeur du plateau de la table : 550mm
- Hauteur minimale : 700mm
- Hauteur maximale : 1000mm
- Epaisseur Matelas : 70mm
- autonomie de batterie : **du 30 aux 50 opérations par fonction**

Mouvements :

- Trendelenburg /Trendelenburg inversé : 25°/25°
- Inclinaison latérale : 15°/15°

Réglage des sections :

- Repose tête réglable : 45° /90°
- Dossier réglable : 75° / 20°
- Section jambe réglable : 15°/ 90°
- Rotation Section jambe : 90°
- Section Lombaire relevable: 120 mm
- Translation longitudinale : 300 mm
- Alimentation secteur :
- Tension d'alimentation 220V±22V
- Fréquence 50Hz±1Hz
- Puissance d'entrée 600VA

Accessoires fournis :

- Accoudoirs (2pcs)
- Support d'épaule (2pcs)
- Support Jambe (2pcs)
- Etriers (2pcs)
- Arceau d'anesthésie (1pc)
- Télécommande (1pc)

Nous consulter Brut

RP51102



RIDELLE ALUMINIUM - PAIRE

Marque :



- Ridelles Aluminium 4 Crochets - Telescopiques
- Paire

Nous consulter Brut

JX562

TABLE A MANGER EN BOIS VERIN A GAZI PATEAU



Marque :



- 1 Plateau en bois plaqué
- Structure en Epoxy
- 4 roulettes silencieuses, dont 2 avec freins
- Réglable en hauteur à vérin à gaz
- Dimensions: 7700 x 390 x 780-1090 mm

Nous consulter Brut

X01

BERCEAU N-NE EN PLEXI SUR CHARIOT EN INOX +



MATELA

Marque : SAIKANG Medical

- Chariot en tube rond en Inox;
- 4 roues en ABS, dont 2 avec freins;
- Coque Plexi Glass incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération;
- Matelas en mousse recouvert de housse ;
- Potence réglable en hauteur a 02 crochets;
- Fonction Trendelenburg à ajustement mécanique sur 3 niveaux.
- Dimensions Matelas : 700x 360 x 400mm
- Dimensions Berceau : 800 x 490 x 980mm
- Dimensions COQUE : 810x 460 x 250mm

Nous consulter Brut

700S LED

LAMPE SCIALYTIQUE MOBILE



160 000 Panneau de controle

Marque : HFMED

- Intensité lumineuse : > 160 000 LUX
- Technologie : LED
- Température de couleur : 3 800±500K / 4 400±500K / 5 000±500K
- Indice de Rendu des Couleurs IRC : 95 Ra
- Irradiance totale : 544 W/ m²
- Diamètre champ lumineux : 25 -30 cm
- Durée de vie (Ampoule) : 50 000 heures environ
- Alimentation électrique : AC 220V 50/60Hz
- Consommation total d'énergie : 80 W
- Nombre d'ampoules : 108 (18*6 modules)
- Réglage de la luminosité : Automatique à 8 niveaux
- Endoscope Mode : Oui
- Profondeur d'éclairage : > 1400 mm
- Diamètre de la coupole : 700 mm
- Poids NET : 66 kg
- Ampoule LED : 3.3mW / m²x

Nous consulter Brut

<p>YD01-5E LED</p>	<p>LAMPE SCIALYTIQUE LED MOBILE - A UNE COUPOLE - 100</p>  <p>1000 LUX EC BATTERIE Marque : HFMED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensité lumineuse : >100 000 LUX • Température de couleur : 4 800±300 K • Indice de Rendu des Couleurs IRC : 92 Ra • Irradiance totale : 480 W/ m² • Diamètre du champ lumineux : 16 - 22 cm • Alimentation électrique : AC 220V - 50/60Hz • Durée de vie (Ampoule LED) : 50 000 heures environ • Nombre d'ampoules : 40 (8*5modules) • Diamètre de la coupole : 500 mm • Poids NET : 60 kg • Profondeur d'éclairage : 500 mm • Autonomie Batterie : > 6 heures 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>YD01-4E LED</p>	<p>LAMPE SCIALYTIQUE LED MOBILE - A UNE COUPOLE - 80</p>  <p>1000 LUX EC BATTERIE Marque : HFMED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensité lumineuse : >80 000 LUX • Température de couleur : 4 800±300 K • Indice de Rendu des Couleurs -IRC : 92 Ra • Irradiance totale : 480 W/ m² • Diamètre du champ lumineux : 16 - 22 cm • Alimentation électrique : AC 220V - 50/60Hz • Durée de vie (Ampoule LED) : 50 000 heures environ • Nombre d'ampoules : 32 (8*4modules) • Diamètre de la coupole : 500 mm • Poids NET : 59 kg • Profondeur d'éclairage : 500 mm • Autonomie Batterie : >6 heures 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>YD150 LED</p>	<p>LAMPE D'EXAMEN MOBILE - 20 000 LUX (1M)</p>  <p>Marque : HFMED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensité lumineuse : 20 000 LUX - à 1 M / 30 000 lux - à 0,5 M • Température de couleur : 4 800±200 K • Irradiance totale : 380 W/ m² • Diamètre du champ lumineux : 100 mm • Alimentation électrique : AC 220V / 50Hz-60Hz • Puissance nominale de l'ampoule : 3.3 / 3 W 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>HF-FS LED</p>	<p>LAMPE D'EXAMEN MOBILE - 26 000 LUX (1M)</p>  <p>Marque : HFMED</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensité lumineuse : 26 000 lux - à 1 M / 50 000 lux - à 0,5 M • Température de couleur : 6 000±500 K • Irradiance totale : 380 W/ m² • Diamètre du champ lumineux : 80-150 mm • Alimentation électrique : AC 220V / 50Hz-60Hz • Puissance nominale de l'ampoule : 12V / 3000 MAH 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>JDMB05</p>	<p>DIVAN E Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis en tube carré en Inox • Relève buste réglable par crémaillère à 10 positions • Sellerie capitonnée en mousse & simili cuir, épaisseur : 4 cm • Support pour draps d'examen • Couleur : Noire • Dimensions : 1780x610x650 mm 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>JDMB04</p>	<p>DIVAN E Marque : 凯瑞杰德® Y KAIRUIJIEDE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis à Tube carré Epoxy • Tête réglable par Crémaillère à 5 Positions • Sellerie garnie de mousse recouverte de simili cuir couleur bleu épaisseur : 4 cm • Support pour draps d'examen • Couleur : Bleu • Dimensions : 1810 x 610 x 620 mm 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>JDMA02</p>	<p>TABLE D Marque : 凯瑞杰德® NECO EN INOX KAIRUIJIEDE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sellerie garnie de mousse et simili Cuir rose, épaisseur de 7 cm • Châssis en tube carré en Inox • Cadre en acier inoxydable • Réglage du relève buste par crémaillère sur 4 positions • Accessoires standards : <ul style="list-style-type: none"> - Cuvette amovible en inox (1pc). - Poignets de maintien en métal (2pcs). - Paire d'étriers. • Positions : <ul style="list-style-type: none"> - Relève buste - Relève jambe • Dimensions : 1710 x 600 x 820 mm 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>JD-FS01</p>	<p>PARAVE Marque : 凯瑞杰德® LETS KAIRUIJIEDE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Châssis en Inox à 4 panneaux de 60 cm de largeur • Roulant - Pliable • Toile lavable blanche • 2 freins • Dimensions ouvert : 2000 x 1800mm 	<p>Nous consulter Brut</p>
<p>JD-PE07</p>	<p>TABLE A MANGER COMPOSITE V.A GAZ</p>  <p>1 PLATE Marque : 凯瑞杰德® KAIRUIJIEDE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un plateau en bois lamifié en ABS, couleur grise avec rebord en plastique noire • Ossature en Epoxy • 4 roulettes, dont 2 avec freins • Réglable en hauteur par vérin à gaz • Dimensions: 800 x 400 x 680-920 mm 	<p>Nous consulter Brut</p>

TABOURET ROULANT A DOSSIER - VERIN A GAZ



Marque :  凯瑞杰德®
KAI RUI JIE DE

- Tabouret Roulant Avec Dossier
- Assise de 35 cm en mousse extensible, recouverte en Cuir bleu ; Épaisseur : 5cm
- Dossier à design ergonomique avec accoudoir unilatéral en mousse injectée
- Réglage en hauteur à vérin à gaz de 480 à 610 mm
- Piètement en Chromé à 5 roues

Nous consulter Brut

JD-ZC08

LAMPE LOUPE DE WOOD A MAIN



VISTA LJ™
Marque :  MIMSAL

Lampe avec lentille grossissante conçue avec la technologie LED pour émettre deux types de lumières : lumière UV et lumière blanche.
Elle est spécialement utilisée en dermatologie, en esthétique, en médecine vétérinaire et dans les procédures de recherche.

Fonctionnalités :

- Grande facilité d'utilisation grâce à l'interrupteur situé sur la tête du luminaire. L'interrupteur permet de choisir le type de lumière.
- Protecteur coulissant qui recouvre la lentille.
- Les lentilles grossissantes sont en verre.

Caractéristiques techniques :

- Source de lumière : LED 3W
- Lentilles : 3 dioptries
- Grossissement : x1.75
- Diamètre de la loupe : 100mm x 70mm
- Alimentation : 100/240V - 50/60 Hz
- Couleur de l'ensemble : Blanc
- Dimensions luminaire : 22 * 16 cm
- **Mode lumière UV :**
- Nombre de LED : 2
- Longueur d'onde : 365 nanomètres
- Type UV : UVA

- Mode lumière blanche :

- Nombre de LED : 2
- Température de couleur : 4.500° K
- Rendu des couleurs : >80%

Accessoires :

- Accroche métallique pour suspension mural

Nous consulter Brut

E051L

LIT SIMPLE MECANIQUE RELEVÉ BUSTE A MANIVELLE



Marque :  凯瑞杰德®
KAI RUI JIE DE

- Ossature tube Carré en Epoxy, à 2 plans
- Potence télescopique en Inox amovible à 4 crochets en plastique
- Tête et pied du lit en tube rond Inox démontables
- 1 Fonction :
- Relevé buste réglable à 90° par manivelle en matière chromé
- Dimensions : 1980 x 890 x 500mm

Nous consulter Brut

JDC-J04

PARAVENTS A 3 PANEAUX



PARAVENTS A 3 PANEAUX
Marque :  凯瑞杰德®
KAI RUI JIE DE

- Châssis en Inox à 3 panneaux de 60 cm de largeur
- Roulant - Pliable
- Toile lavable blanche
- 2 freins
- Dimensions ouvert : 1800x1800mm

Nous consulter Brut

JD-FS02

CHARIOT A 4 ROUES EN ABS



CHARIOT A 4 ROUES EN ABS
Marque :  凯瑞杰德®
KAI RUI JIE DE

- Matière: Plastique ABS solide, résistant et facile à nettoyer
- Plateau supérieur en ABS à rebord en acier inoxydable
- Barrière en Inox
- 1 Tablette-étagère coulissante sous le plateau supérieur
- Panneau supérieur soutenus sur support en acier inoxydable, suspendu à 5 casiers en ABS à couvercles en plastique transparent
- 5 tiroirs étiquetés à compartiments: 2 petits, 2 moyens et 1 grand (selon besoin)
- Fermeture centralisée des casiers à clé
- 2 Poubelles + 1 Panier latéral en plastique + Conteneur de souille
- 4 roues silencieuses de 10 cm pivotantes, dont 2 avec freins • Dimensions : 620 x 485 x 945mm

Nous consulter Brut

JDFD05

LIT OBSTETRICAL ELECTRIQUE AVEC BATTERIE



Marque :  SAIKANG Medical

- Lit d'accouchement électrique avec batterie
- Bâti en tubes avec revêtement époxy résistant aux chocs.
- Réglage électrique de la hauteur : de : 650-1020mm.
- Réglage électrique du dossier : 0 à 60°.
- Trendelenburg et Reverse Trendelenburg : 0 à 7°
- Réglage du repose-jambes : -9°-35
- Partie jambes facilement rétractable sous le lit.
- Barrières latérales en ABS.
- Panneaux tête amovibles en ABS.
- 4 roues à double galets de diamètre 12cm
- Blocage centralisé des roues.
- Repose jambes entièrement réglable.
- 2 emplacements pour tige porte sérum
- Une télécommande
- Potence réglable 4 crochets
- Dimensions externes: 1970x780mm
- Charge maximale : 200 Kg.

Accessoires standards :

- Cuvette amovible en inox avec vidoir (1pcs).
- Poignets de maintien (2pcs).
- Paire d'étriers.
- Reposes jambes

En option :

- Chariot de rangement lors de l'utilisation (A98-4-BC)
- Porte-rouleau de papier
- RCP manuel

Nous consulter Brut

A98-4

CHARIOT A PANSEMENTS INOX - 2 ETAGERES



Marque : **SAIKANG/** Medical

- Chariot a pansement en inox
- Deux plateaux avec rebords
- Poubelle en plastique
- Bassine en inox
- Manches de guidage
- 4 roues dont 2 avec freins
- Dimensions (LxLxH) : 670x450x900mm

Nous consulter Brut

REA+



Lit de ré

Marque : **SAIKANG/** Medical

Nous consulter Brut

Berceau nouveau-né Sur chariot en Epoxy



Marque : **SAIKANG/** Medical

- Chariot en tube rond en Epoxy;
- 4 roues en ABS, dont 4 avec freins;
- Coque Plexi Glass incolore thermoformée avec rebords et ouvertures d'aération;
- Matelas en mousse recouvert de housse
- Potence à 2 crochets
- Panier
- 2 support pour potence
- Fonction Trendelenburg à vérin à gaz
- Dimensions Matelas : 710 x 360 x 40mm
- Dimensions Berceau : 805 x 460 x 970mm
- Dimensions COQUE : 805x 460 x 250mm

Nous consulter Brut

TABOURET A ROUES A DOSSIER



Marque : **SAIKANG/** Medical

- Réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Dossier et assise en cuir synthétique.
- Piétement en chromé avec cerceau
- Roulettes de 50 mm
- Hauteur dossier 23 cm
- Epaisseur : 8 cm
- Dimensions (LxLxH) : 350x 350x(500-640)mm

Nous consulter Brut

LIT HOPITAL MECANIQUE ENFANT



3 FONCT

Marque : **SAIKANG/** Medical

Nous consulter Brut

BAQUET

Marque : **SAIKANG/** Medical



- Baquet en acier inoxydable
- Avec manche en plastique
- Sur support en acier inoxydable avec trois roulettes avec freins

Paramètres techniques :

- Capacité 14L
- Taille : 400x360mm

Nous consulter Brut

CHARIOT A PANSEMENTS INOX

Marque : **SAIKANG/** Medical



Nous consulter Brut

CHARIOT SOINS D'URGENCE ABS

Marque : **SAIKANG/** Medical



Marque : **SAIKANG/** Medical

Construction en polyéthylène haute densité : antirouille, anticorrosion, antichocs...

- Tiroirs identifiables par couleurs interchangeables,
- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Très maniable grâce aux 4 roues pivotantes dont 2 sont avec freins et 2 avec blocage directionnel.
- Facilité de désinfection et nettoyage grâce aux angles arrondis.
- Dimensions: 850x480x990 mm

Composition :

- 5 Tiroirs
- Tige porte sérum à 4 crochets
- 2 Poubelles à pédale
- 2 panier latérales
- Planche CPR
- Porte bouteille d'oxygène
- Rack multiprise
- Conteneur de souille
- Plateau porte défibrillateur avec sangles

Nous consulter Brut

Potence Tige Sérüm Fixation Brancard Ambulance



Marque :  Red Leaf

Nous consulter Brut

Lit simple mécanique Relève buste par Crémaillère



Marque : 

- Ossature tube Carré en Epoxy
- Tête / pied de lit enInox et Bois démontables en tube rond
- Roues en ABS (dont 2 à freins) (4 pcs)
- Potence en Inox amovible à 2 branches (1 pc)
- Dimensions : 1900 x 900 x 500 mm

Nous consulter Brut

**TABLE D'EXAMEN GYNECO EN INOX
GYNEFIX**



Marque :  凯瑞杰®
KAIRUIJIE®

- Sellerie garnie de mousse et simili Cuir noir, épaisseur de 6cm
- Châssis en tube carré en Inox
- Cadre en acier inoxydable
- Accessoires standards :
 - Cuvette amovible (1pcs).
 - Poignets de maintien (2pcs).
 - Jambières non reçu
 - Paire d'étriers.
 - 02 repose épaules
- Positions :
 - Relève buste réglable
 - Relève jambe réglable
- Dimensions : 1870 x 590 x 830 mm
- Dimensions matelas : 1800 x 900 mm

Nous consulter Brut

S01

KA-0220

JDMA04