

## NEBULISEUR ELECTRIQUE COMPACT

Réf.: 000403T

**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Alimentation : AC220V  $\pm$  22V, 50Hz  $\pm$ 1Hz

Pression négative max : > 0.15 MPa

Compression d'air : > 10 L/min

Taux de nébulisation : 0.1 ml/min

Niveau sonore : < 65 dB (A)

#### **Accessoires fournis :**

- Une chambre de nébulisation + Masque enfant
- Deux filtres de rechange
- Un prolongateur