

## NEBULISEUR ELECTRIQUE PORTABLE

Réf.: YU-405A



**yuwell**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Puissance d'entrée : AC100-240V, 50/60 Hz
- Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA
- Taux de nébulisation : > 0.2 ml/min
- Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9  $\mu$  m
- Pourcentage du DMM < 5  $\mu$  m : >65%
- Pression négative max : > 0.1 MPa
- Compression d'air : > 3.5 L/min
- Niveau sonore : < 55 dB (A)
- Poids NET : 260g
- Dimensions : 130 x 65 x 60 mm
- Fonctionnement : par intermittence

(fonctionne pendant 20 min et s'arrête pendant 40 min)

**Accessoires fournis :**

- • Chambre de nébulisation capacité 8ml
- • Masques de nébulisation : Enfant, Adulte
- • Filtres de rechange
- • Livré dans une trousse