

NEBULISEUR ELECTRIQUE ULTRA-SONIC

Réf.: N402-A1



yuwell

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Alimentation : AC110 ~ 240V, 50/60 Hz
- Fréquence Ultrasonique : 1.7 MHz \pm 10%
- Puissance d'entrée : 50VA
- Taux de nébulisation : >3ml/min
- Mise en marche continue : >4 H
- Capacités Max. des réservoirs (traitement) : 150ml / 350ml
- Niveau sonore : <50 dB (A)
- Poids NET : 1.3kg

Accessoires fournis :

- Masque + Embouts buccaux de nébulisation
- Résistance de rechange
- Raccords