

NEGATOSCOPE - LED EXTRA PLAT 2 PLAGES

Réf.: PD-TB2



Yujia
裕嘉

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Design moderne, très mince
- Eclairage LED 32W environ 50 000 heures de vie
- Température de couleur de 6000°K
- Lumière de qualité avec faible consommation
- Cadre en aluminium avec interrupteur.

Caractéristiques techniques :

- Fixation murale : horizontale ou verticale
- Interrupteur + Variateur de lumière : 30kHz - 100kHz
- Opérationnel 24 h en continu
- Voltage : 220V