

## TABLE D'OPERATION ELECTRIQUE OPERA-E

Réf.: TO-2000

Shanghai  
SUMBOW

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Cette table d'opération électrique est adaptée pour des interventions chirurgicales au niveau de la tête, cou, thorax, abdomen, périnée et des extrémités. Elle est également adaptée aux opérations gynécologiques, obstétriques, urologiques, ORL, ainsi qu'orthopédiques. La table est réglable en hauteur, inclinable latéralement, le dossier est inclinable, également munie du système d'inclinaison Trendelenburg & Trendelenburg inversé. Toutes ces fonctions sont contrôlables via télécommande.

### Paramètres Techniques Principaux :

Longueur Table mm	<b>2100</b>
----------------------	-------------

Largeur Table <b>mm</b>	<b>480</b>
Hauteur réglable <b>mm</b>	<b>750-1000</b>
Repose tête <b>mm</b>	<b>280x325</b>
Dossier <b>mm</b>	<b>500x480</b>
Assise <b>mm</b>	<b>530x480</b>
Section jambe <b>mm</b>	<b>510x236</b>
Repose pied <b>mm</b>	<b>180x273</b>
Section lombaire <b>mm</b>	<b>100x480</b>
Capacité Max. <b>kg</b>	<b>250</b>

### Configuration Technique :

Télécommande <b>pc</b>	<b>1</b>
Repose tête <b>pc</b>	<b>1</b>
Arceau d'anesthésie <b>pc</b>	<b>1</b>
Support du corps <b>pc</b>	<b>1</b>
Support d'épaule <b>pc</b>	<b>1</b>
Accoudoir <b>pc</b>	<b>1</b>
Béquille pour supporter le genou <b>pc</b>	<b>1</b>
Coussin <b>pc</b>	<b>1</b>
Sangles (en option) <b>pc</b>	<b>1</b>
Poignée <b>pc</b>	<b>1</b>

### Paramètres Electriques :

Vitesse des mouvements <b>mm/s</b>	<b>4~16</b>
Indice de Protection <b>IPX</b>	<b>4</b>
Alimentation <b>V,Hz</b>	<b>AC220V,50</b>

Source électrique interne <b>24V</b>	<b>DC</b>
Capacité de la batterie : <b>&gt;2.4AH,type de sécurité pour l'appareil : IB</b>	

### Réglage des sections :

Trendelenburg inversé : <b>&gt; 20°</b>
Trendelenburg : <b>&gt; 15°</b>
Inclinaison latérale : <b>&gt; 15°</b>
Repose tête surélevée à partir de l'horizontale : <b>&gt; 45°</b>
Repose tête abaissée à partir de l'horizontale : <b>&gt; 90°</b>
Section jambe abaissé à partir de l'horizontale : <b>&gt; 90°</b>
Section jambe ouverte : <b>&gt; 90°</b>
Dossier surélevé à partir de l'horizontale <b>&gt; 45°</b>
Dossier abaissée à partir de l'horizontale <b>&gt; 15°</b>