

TABLE D'OPERATION ELECTRIQUE OPERA-E

Réf.: TO-2000

Shanghai
SUMBOW

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Cette table d'opération électrique est adaptée pour des interventions chirurgicales au niveau de la tête, cou, thorax, abdomen, périnée et des extrémités. Elle est également adaptée aux opérations gynécologiques, obstétriques, urologiques, ORL, ainsi qu'orthopédiques. La table est réglable en hauteur, inclinable latéralement, le dossier est inclinable, également munie du système d'inclinaison Trendelenburg & Trendelenburg inversé. Toutes ces fonctions sont contrôlables via télécommande.

Paramètres Techniques Principaux :

Longueur Table mm	2100
----------------------	-------------

Largeur Table mm	480
Hauteur réglable mm	750-1000
Repose tête mm	280x325
Dossier mm	500x480
Assise mm	530x480
Section jambe mm	510x236
Repose pied mm	180x273
Section lombaire mm	100x480
Capacité Max. kg	250

Configuration Technique :

Télécommande pc	1
Repose tête pc	1
Arceau d'anesthésie pc	1
Support du corps pc	1
Support d'épaule pc	1
Accoudoir pc	1
Béquille pour supporter le genou pc	1
Coussin pc	1
Sangles (en option) pc	1
Poignée pc	1

Paramètres Electriques :

Vitesse des mouvements mm/s	4~16
Indice de Protection IPX	4
Alimentation V,Hz	AC220V,50

Source électrique interne 24V	DC
Capacité de la batterie : >2.4AH,type de sécurité pour l'appareil : IB	

Réglage des sections :

Trendelenburg inversé : > 20°
Trendelenburg : > 15°
Inclinaison latérale : > 15°
Repose tête surélevée à partir de l'horizontale : > 45°
Repose tête abaissée à partir de l'horizontale : > 90°
Section jambe abaissé à partir de l'horizontale : > 90°
Section jambe ouverte : > 90°
Dossier surélevé à partir de l'horizontale > 45°
Dossier abaissée à partir de l'horizontale > 15°