

ORTHESE GENOU ARTICULEE RENFORCEE SMALL

Réf.: K014-1S



Dr.MED[®]
The most reliable Brand
orthopedics

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Genouillère articulée ouverte
- Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
- Stabilisation & Immobilisation avec Contrôle de flexion/extension à 90°
- Tissu Néoprène thermoactif
- 2 Attelles latérale & médiale en aluminium
- Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation
- Ambidextre
- Hauteur : 37cm
- Tailles : Small (Tour Supérieur : 37~ 40 cm - Tour Inférieur : 29~ 32 cm)

Prescription:

- Rupture de ligaments

- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou