

ORTHESE GENOU ARTICULEE RENFORCEE MEDIUM

Réf.: K014-1M



Dr.MED[®]
The most reliable Brand
orthopedics

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Genouillère articulée ouverte
- Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
- Stabilisation & Immobilisation avec Contrôle de flexion/extension à 90°
- Tissu Néoprène thermoactif
- 2 Attelles latérale & médiale en aluminium
- Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation
- Ambidextre
- Hauteur : 39cm
- Tailles : Medium (Tour Supérieur : 42~ 45 cm - Tour Inférieur : 32~ 35 cm)

Prescription:

- Rupture de ligaments

- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou