

## ORTHESE GENOU ARTICULEE RENFORCEE MEDIUM

Réf.: K014-1M



**Dr.MED**<sup>®</sup>  
The most reliable Brand  
orthopedics

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Genouillère articulée ouverte
- Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
- Stabilisation & Immobilisation avec Contrôle de flexion/extension à 90°
- Tissu Néoprène thermoactif
- 2 Attelles latérale & médiale en aluminium
- Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation
- Ambidextre
- Hauteur : 39cm
- Tailles : Medium (Tour Supérieur : 42~ 45 cm - Tour Inférieur : 32~ 35 cm )

### Prescription:

- Rupture de ligaments

- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou