

ORTHESE PRO-CONTROLE FLEXION - EXTENSION

Réf.: 806300A



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Genouillère ligamentaire articulée
- Système de contrôle de Flexion et d'Extension à 90°
- Matière double mousse max.confort
- 2 Attelles PVC articulées pour renfort latéral
- 4 sangles d'appuis tibial et fémoral avec serrage à crochet pour adaptation précise
- Longueur 42 cm
- Ambidexe

Préscription:

- Rééducation post chirurgical
- Rupture de ligaments