






CATALOGUE

ORTHOPEDIE

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
L-71000	<p>COUVRE ORTEIL LARGE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Protège orteil en Silicone • Tailles : L • Paire 	Nous consulter Brut
070510L	<p>TALONNETTES SILICONE - LARGE</p>  <p>Marque : </p>	<p>Silicone souple permettant la répartition et l'absorption des chocs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traitement localisé au talon de l'épine calcanéenne avec pastille en gel au talon - Appui plantaire en gel pour les semelles <p>Préscription: Prévention - Protection - Confort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pieds sensibles ou épines calcanéenne - Soulagement des douleurs et rhumatismes - Soulagement des tendons et ligaments - Métatarsalgies - Aponévrosites plantaires <p>Paire - Large</p>	Nous consulter Brut
71700AL	<p>SEMELLES SILICONE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semelles en silicone viscoélastique avec appuis métatarsiens et calcanéens avec voûte • Taille : (la paire) Large (26cm) 	Nous consulter Brut
7580DS	<p>HALLUX VALGUS SMALL / DROIT voir autres tailles</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Correcteur d 'orteil de nuit • En plastique • Scratch autour du pied • Taille : Droite • Small <p>Préscription:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correction 	Nous consulter Brut

FIXATEUR DE CLAVICULE



Marque : 

- Anneau clavulaire en 8
 - Mousse dédoublée
 - Fermeture à double attaches
- Prescription:**
- Traumatisme acromio clavulaire
 - Fracture clavulaire

**Nous consulter
Brut**

SUSPENSOIR AVEC CEINTURE LARGE voir autres tailles



Marque : 

- Tissu 100% coton en filet
 - Ceinture ajustable à la taille
- Prescription:**
- Support de testicules

**Nous consulter
Brut**

LOMBOSTAT ARME METAL BEIGE SMALL voir autres tailles



Marque : 

- Soutien Lombaire baleonné
 - Double fermetures
 - 4 attelles posturales métalliques
 - Hauteur : 23 cm
 - Taille: Small
- Prescription:**
- Lombalgie
 - Sciatique

**Nous consulter
Brut**

CEINTURE ABDOMINALE D'EVENTRATION FORTE



30 CM
Marque : 

- Tissu élastique double noeud
 - Hauteur : 30 cm
 - Fermeture à scratch
 - Taille : Univ.
- Prescription:**
- Hernie ou éventration abdominale
 - Contention abdominale

**Nous consulter
Brut**

830302M

CSP-03L

841501S

841210

CEINTURE ABDOMINALE



20CM

Marque :



- En Néoprène
 - Hauteur : 20 cm
 - Fermeture à scratch
 - Tailles : Univ.
- Prescription:**
- Hernie ou éventration abdominale
 - Contention abdominale

**Nous consulter
Brut**

950900

POIGNET GANT ELASTIQUE XLARGE



Marque :



- Tissu élastique extensible
- Prescription:**
- Contention souple

**Nous consulter
Net**

891104X

SUPPORT DE BRAS EN VOILE SMALL voir autres tailles



Marque :



- En Voile aéré lavable
 - Support Complet fermé
 - Lanière contour réglable
- Prescription:**
- Soutien
 - Suspension
 - Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

820401S

SUPPORT DE BRAS COMPLET



Marque :



- Support complet fermé + protège nuque
 - Toile lavable
 - Longueur réglable
 - Taille : Univ.
- Prescription:**
- Soutien
 - Suspension
 - Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

820300U

SUPPORT BRAS CONFORT



Marque : 

- Support complet fermé + protège nuque
 - Toile lavable
 - Longueur réglable
 - Taille : Univ.
- Prescription:**
- Soutien
 - Suspension
 - Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

CHEVILLERE ELASTIQUE SMALL voir autres tailles



Marque : 

- Tissu élastique extensible

**Nous consulter
Brut**

GENOILLERE NEOPRENE SMALL



Marque : 

- Genouillère Néoprène Ouverte
 - H.: 21 cm
- Préscription:**
- Contention
 - Prévention
 - Reprise activité sportive

**Nous consulter
Net**

GENOILLERE ELASTIQUE SMALL voir autres tailles



Marque : 

- Tissu élastique extensible
- Préscription:**
- Contention

**Nous consulter
Brut**

820700U

890901S

940701S

890701S

**GENOILLERE
RENFORCEE
SMALL**



Marque : 

- Genouillère Néoprène Ouverte
 - Rotulienne
 - Hauteur : 26 cm
- Préscription:**
- Entorse
 - Tendinite

**Nous consulter
Net**

**ORTHESE PRO-
CONTROLE
FLEXION - EXTENSION**



Marque : 

- Genouillère ligamentaire articulée
 - Système de contrôle de Flexion et d'Extension à 90°
 - Matière double mousse max.confort
 - 2 Attelles PVC articulées pour renfort latéral
 - 4 sangles d'appuis tibial et fémoral avec serrage à crochet pour adaptation précise
 - Longueur 42 cm
 - Ambidexe
- Préscription:**
- Rééducation post chirurgical
 - Rupture de ligaments

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLE FOLD OVER
AVEC SCRATCH
voir autres tailles**



Marque : 

- Attelle en Aluminium pliée sur doigt
- Ajustable au doigt +Attache
- Tapissée en mousse
- Tailles : S à 2 trous

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"45
CM x 2 CM
voir autres tailles**



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

940601S

806300A

870501SC-S

870602

ATTELLE DE STACK PLASTIQUE

N° 1

voir autres numéros



Attelles d'immobilisation des articulations interphalangiennes distales IDP

- Immobilisation en extension de l'articulation distale
- Plastique aéré
- Ongle découvert

Marque :



**Nous consulter
Brut**

870801

BANDE PREVENTIVE LOMBAIRE UNIVERSEL

voir autres tailles



Marque :



- Soutien permanent préventif
- Bande discrète
- 100 % Coton élastique
- Hauteur : 10 cm
- Tailles : - Univ. (76 ~ 102 cm)

Prescription:

- Voyage
- Sport
- Travail

**Nous consulter
Net**

JC-7718U

ORTHESE DE POUCE "NEO-THUMB HAPPINESS"

voir autres tailles



Marque :



- Orthèse pouce au poignet
- Attelle latérale fixe pouce
- Fermeture à scratch
- Ambidexe
- Tailles : XS (26 ~ 36 cm)

Prescription:

- Traumatisme
- Entorse
- Tendinite
- Rhumatisme

**Nous consulter
Net**

JC-7580XS

HALLUX VALGUS SMALL / GAUCHE



Marque :



- Correcteur d'orteil de nuit
- En plastique
- Scratch autour du pied
- Taille : Small
- Gauche

Préscription:

- Correction

**Nous consulter
Brut**

7580GS

**HALLUX VALGUS
MEDIUM / DROIT**



Marque : 

- Correcteur d 'orteil de nuit
 - En plastique
 - Scratch autour du pied
 - Taille : Droite
 - Medium
- Préscription:**
- Correction

**Nous consulter
Brut**

**HALLUX VALGUS
MEDIUM / GAUCHE**



Marque : 

- Correcteur d 'orteil de nuit
 - En plastique
 - Scratch autour du pied
 - Taille : Medium
 - Gauche
- Préscription:**
- Correction

**Nous consulter
Brut**

**HALLUX VALGUS
LARGE / DROIT**



Marque : 

- Correcteur d 'orteil de nuit
 - En plastique
 - Scratch autour du pied
 - Taille : Large
 - Droite
- Préscription:**
- Correction

**Nous consulter
Brut**

**HALLUX VALGUS
LARGE / GAUCHE**



Marque : 

- Correcteur d 'orteil de nuit
 - En plastique
 - Scratch autour du pied
 - Taille : Large
 - Gauche
- Préscription:**
- Correction

**Nous consulter
Brut**

**ORTHESE DE POUCE
"NEO-THUMB
HAPPINESS" SPEC.**



Marque : 

- Orthèse pouce au poignet
 - Attelle latérale fixe pouce
 - Fermeture à scratch
 - Ambidexe
 - Tailles : - Spéc. (29 ~ 44 cm)
- Préscription:**
- Traumatisme
- Entorse
- Tendinite
- Rhumatisme

**Nous consulter
Net**

7580DM

7580GM

7580DL

7580GL

JC-7580P

**BANDE PREVENTIVE
LOMBAIRE
SPECIAL**



Marque :



- Soutien permanent préventif
- Bande discrète
- 100 % Coton élastique
- Hauteur : 10 cm
- Tailles : - Spéc. (104 ~ 127 cm)

Préscription:

- Voyage
- Sport
- Travail

**Nous consulter
Net**

**CORRECTEUR D'ORTEIL
JOUR
SPEC./ GAUCHE**



Marque :



- UNI - Confort
- Attelle orteil latérale souple
- Fermeture à scratchs
- Tailles : - Spéc.(26~ 28 cm)

Préscription:

- Correction
- Redressement

**Nous consulter
Net**

**CORRECTEUR D'ORTEIL
JOUR
SPEC./DROIT**



Marque :



- UNI - Confort
- Attelle orteil latérale souple
- Fermeture à scratchs
- Tailles : - Spéc.(26~ 28 cm)

Préscription:

- Correction
- Redressement

**Nous consulter
Net**

**LOMBOSTAT ARME
METAL BEIGE
MEDIUM**



Marque :



- Soutien Lombaire baleonné
- Double fermetures
- 4 attelles posturales métalliques
- Hauteur : 23 cm
- Taille : Medium

Préscription:

- Lombalgie
- Sciatique

**Nous consulter
Brut**

JC-7718P

JC7850P

J7850RP

841502M

**LOMBOSTAT ARME
METAL BEIGE
XLARGE**



Marque : 

- Soutien Lombaire baleonné
- Double fermetures
- 4 attelles posturales métalliques
- Hauteur : 23 cm
- Taille: XLarge

Préscription:

- Lombalgie
- Sciatique

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"45
CMx 2.5CM**



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"48
CM x 2 CM**



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"48
CM x2.5CM**



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

8415014X

870603

AL-48X2

AL48X25

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"40
CM x 6 CM**

AL-40X6



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLES DE DOIGT
DROITES
"STRAIGHT SPLINTS"48
CM x 5 CM**

AL-48X5



Marque : 

- Attelles droites en Aluminium
- Tapissées en mousse

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLE FOLD OVER
AVEC SCRATCH**

870503SC-L



Marque : 

- Attelle en Aluminium pliée sur doigt
- Ajustable au doigt +Attache
- Tapissée en mousse
- Tailles : L à 4 trous

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLE DE STACK
PLASTIQUE
N° 5**

870805



Marque : 

**Attelles d'immobilisation des articulations inter
phalangiennes distales IDP**

- Immobilisation en extension de l'articulation distale
- Plastique aéré
- Ongle découvert

**Nous consulter
Brut**

**SUSPENSOIR AVEC
CEINTURE
XLARGE**



Marque : 

- Tissu 100% coton en filet
- Ceinture ajustable à la taille

Préscription:

- Support de testicules

**Nous consulter
Brut**

CSP-04X

**SUPPORT DE BRAS EN
VOILE
MEDIUM**



Marque : 

- En Voile aéré lavable
- Support Complet fermé
- Lanière contour réglable

Préscription:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

820403M

**SUPPORT DE BRAS EN
VOILE
LARGE**



Marque : 

- En Voile aéré lavable
- Support Complet fermé
- Lanière contour réglable

Préscription:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

820403L

**SUPPORT DE BRAS EN
VOILE
XLARGE**



Marque : 

- En Voile aéré lavable
- Support Complet fermé
- Lanière contour réglable

Préscription:

- Soutien
- Suspension
- Immobilisation

**Nous consulter
Brut**

820404X

**GENOILLERE
ELASTIQUE MEDIUM**



Marque :



- Tissu élastique extensible

Préscription:

- Contention

**Nous consulter
Brut**

890702M

**GENOILLERE
ELASTIQUE LARGE**



Marque :



- Tissu élastique extensible

Préscription:

- Contention

**Nous consulter
Brut**

890703L

**CHEVILLERE ELASTIQUE
MEDIUM**



Marque :



- Tissu élastique extensible

**Nous consulter
Brut**

890902M

**CHEVILLERE ELASTIQUE
LARGE**



Marque :



- Tissu élastique extensible

**Nous consulter
Brut**

890903L

**ORTHESE GENOU
ARTICULEE RENFORCEE**



SMALL

Marque :

Dr.MED
The most reliable Brand
orthopedics

- Genouillère articulée ouverte
- Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
- Stabilisation & Immobilisation avec Contrôle de flexion/extension à 90°
- Tissu Néoprène thermoactif
- 2 Attelles latérale & médiale en aluminium
- Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation
- Ambidextre
- Hauteur : 37cm
- Tailles : Small (Tour Supérieur : 37~ 40 cm - Tour Inférieur : 29~ 32 cm)

Prescription:

- Rupture de ligaments
- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou

**Nous consulter
Brut**

K014-1S

**ORTHESE GENOU
ARTICULEE RENFORCEE
MEDIUM**



Marque :

Dr.MED
The most reliable Brand
orthopedics

- Genouillère articulée ouverte
- Renforcée ligamentaire rotulienne à double attelles métalliques
- Stabilisation & Immobilisation avec Contrôle de flexion/extension à 90°
- Tissu Néoprène thermoactif
- 2 Attelles latérale & médiale en aluminium
- Double fermetures ajustables à velcro avec 4 sangles de fixation
- Ambidextre
- Hauteur : 39cm
- Tailles : Medium (Tour Supérieur : 42~ 45 cm - Tour Inférieur : 32~ 35 cm)

Prescription:

- Rupture de ligaments
- Entorse grave
- Rééducation
- Assistance effective du genou

**Nous consulter
Brut**

K014-1M

**Orthèse de Poignet
Ajustable "BOA" GAUCHE -
SMALL**



Marque :

Dr.MED
The most reliable Brand
orthopedics

- Poignet "BOA" Révolution
- Design "BOA" orthèse ouverte : facile à enfiler et à retirer
- Matières : Polyuréthane - Polyester - Nylon / Léger & respirant
- Système de serrage et fixation rapide BOA fiable et ajustable à dosage individuel
- Bon maintien et effet thermique ensemble pour une contention homogène au niveau du serrage.
- Longueur : 22cm
- Produit garanti à vie
- Résistant au lavage
- Tailles : Small(19~22cm)

Prescription:

- Tendinites et séquelles d'entorses
- Contention musculaire et tendinopathies
- Syndrome du canal carpien

**Nous consulter
Brut**

DR-W80LS

**Orthèse de Poignet
Ajustable "BOA" GAUCHE -
MEDIUM**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Poignet "BOA" Révolution
- Design "BOA" orthèse ouverte : facile à enfiler et à retirer
- Matières : Polyuréthane - Polyester - Nylon / Léger & respirant
- Système de serrage et fixation rapide BOA fiable et ajustable à dosage individuel
- Bon maintien et effet thermique ensemble pour une contention homogène au niveau du serrage.
- Longueur : 22cm
- Produit garanti à vie
- Résistant au lavage
- Tailles : Medium(79~86cm)

Prescription:

- Tendinites et séquelles d'entorses
- Contention musculaire et tendinopathies
- Syndrome du canal carpien

**Nous consulter
Brut**

**Orthèse de Poignet
Ajustable "BOA" DROIT -
SMALL**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Poignet "BOA" Révolution
- Design "BOA" orthèse ouverte : facile à enfiler et à retirer
- Matières : Polyuréthane - Polyester - Nylon / Léger & respirant
- Système de serrage et fixation rapide BOA fiable et ajustable à dosage individuel
- Bon maintien et effet thermique ensemble pour une contention homogène au niveau du serrage.
- Longueur : 22cm
- Produit garanti à vie
- Résistant au lavage
- Tailles : Small(72~79cm)

Prescription:

- Tendinites et séquelles d'entorses
- Contention musculaire et tendinopathies
- Syndrome du canal carpien

**Nous consulter
Brut**

**Orthèse de Poignet
Ajustable "BOA" DROIT -
MEDIUM**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Poignet "BOA" Révolution
- Design "BOA" orthèse ouverte : facile à enfiler et à retirer
- Matières : Polyuréthane - Polyester - Nylon / Léger & respirant
- Système de serrage et fixation rapide BOA fiable et ajustable à dosage individuel
- Bon maintien et effet thermique ensemble pour une contention homogène au niveau du serrage.
- Longueur : 22cm
- Produit garanti à vie
- Résistant au lavage
- Tailles : Medium(79~86cm)

Prescription:

- Tendinites et séquelles d'entorses
- Contention musculaire et tendinopathies
- Syndrome du canal carpien

**Nous consulter
Brut**

DR-W80LM

DR-W80RS

DR-W80RM

**COLLIER CERVICAL
MOUSSE RENFORCE
SMALL**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Structure aérée légère avec soutien semi rigide
- Forme anatomique
- Réglage précis par auto-agrippant
- Hauteur: 7.5 cm
- Tailles : Small (Arrière : 9.5cm - Circulaire : 45cm)

Prescription:

- Torticolis
- Entorses cervicales bénignes

**Nous consulter
Brut**

DR-122-1S

**Collier Cervical Rigide
small**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Hauteur réglable
- Perforation d'aération
- Double coussinets contours de protection
- Réglage précis par auto-agrippant
- Tailles : Small (Arrière : 9.5cm - Circulaire : 45cm)

Prescription:

- Traumatisme cervical léger
- Névralgies cervico brachiales
- Entorses cervicales bénignes

**Nous consulter
Brut**

DR-122S

**Redresse Dos Postural
Renforcé SMALL**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Redresse Dos à rappel postural dynamique
- Tissu élastique en microfibres aéré
- Fermeture à l'avant sur abdomen
- 2 attelles métalliques
- A double fermetures croisées
- Hauteur : 37 cm
- Tailles : Small

Prescription:

- Correction du dos
- Mauvaise posture : attitude cyphotique
- Surcharge thoracique

**Nous consulter
Brut**

DR-B011S

**Semelles en Silicone
Medium**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Semelles en silicone viscoélastique avec appuis métatarsiens et calcanéens avec voûte permettant la répartition et l'absorption des chocs localisés au talon, à l'épine et à la voûte plantaire.
- Couleur: Transparent
- Taille : (la paire) Medium (25cm)

Prescription:

- Métatarsalgies - Épine calcanéenne
- Aponévrosites plantaires - Arthrose
- Pieds diabétiques - Impact de sur poids
- Pieds douloureux et fatigués

**Nous consulter
Brut**

DR-A018M

**Coussin Metatarse
Plantaire
Gel small**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Coussinet plantaire en gel pour Amortissement de chocs
- Anneau flexible pour fixation et tenue au pied
- Tailles : Small

Prescription:

- Solution aux pieds douloureux
- Réduit les frottements, le risque de brûlure, d'Ampoules, Durillons et Cors.

**Nous consulter
Brut**

DR-T023S

**Coussin Metatarse
Plantaire
Gel LARGE**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Coussinet plantaire en gel pour Amortissement de chocs
- Anneau flexible pour fixation et tenue au pied
- Tailles : Large

Prescription:

- Solution aux pieds douloureux
- Réduit les frottements, le risque de brûlure, d'Ampoules, Durillons et Cors.

**Nous consulter
Brut**

DR-T023L

**Semelles en Silicone
medium**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Semelles en silicone viscoélastique avec appuis métatarsiens et calcanéens avec voûte permettant la répartition et l'absorption des chocs localisés au talon, à l'épine et à la voûte plantaire.

- Couleur: Transparent
- Tailles : (la paire) Medium (25cm)

Prescription:

- Métatarsalgies - Épine calcanéenne
- Aponévrosites plantaires - Arthrose
- Pieds diabétiques - Impact de sur poids
- Pieds douloureux et fatigués

**Nous consulter
Brut**

DR-A018M

**CEINTURE A HERNIE
INGUINALE 2 COTES
XLARGE**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Sangles de bassin élastiques pour un ajustement efficient et sécurisés.
- Matériaux élastiques et doux pour un confort optimum du patient
- Permet une pression intra-progressive pour réduire la hernie inguinale
- Coussinets détachables en fonction du besoin (unilatéral ou bilatéral)
- Taille : X-Large

Prescriptions:

- Hernie inguinale
- Rupture réductible

**Nous consulter
Brut**

DR-B-130XL

**CEINTURE A HERNIE
INGUINALE
2 COTES LARGE**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Sangles de bassin élastiques pour un ajustement efficient et sécurisés.
- Matériaux élastiques et doux pour un confort optimum du patient
- Permet une pression intra-progressive pour réduire la hernie inguinale
- Coussinets détachables en fonction du besoin (unilatéral ou bilatéral)

Prescriptions:

- Hernie inguinale
- Rupture réductible

**Nous consulter
Brut**

DR-B-130L

**BAS-CUISSE OUVERT
CLASSE 1 MEDIUM**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Facilite la circulation sanguine
- Réduit la fatigue, les enflures et les varices
- Soulage la fatigue des jambes
- Bou fermé pour un ajustement optimal
- Compression progressive au niveau des jambes
- Matériaux en spandex pour un support et une compression ferme

Prescriptions:

- Anti DVT - DVT chirurgical
- Anti-embolie - Anti-thrombose
- Enflure légère - Veine variqueuse
- CLASSE 1 : 15 -20mm Hg

**Nous consulter
Brut**

DR-A-061M

**BAS-CUISSE OUVERT
CLASSE 2 MEDIUM**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Facilite la circulation sanguine
- Réduit la fatigue, les enflures et les varices
- Soulage la fatigue des jambes
- Bou fermé pour un ajustement optimal
- Compression progressive au niveau des jambes
- Matériaux en spandex pour un support et une compression ferme

Prescriptions:

- Anti DVT - DVT chirurgical
- Anti-embolie - Anti-thrombose
- Enflure légère - Veine variqueuse
- CLASSE 2 : 20 -30mm Hg

**Nous consulter
Brut**

DR-A-061-1M

**BAS-CUISSE OUVERT
CLASSE 2 LARGE**



Marque : **Dr.MED**
The most reliable Brand
orthopedics

- Facilite la circulation sanguine
- Réduit la fatigue, les enflures et les varices
- Soulage la fatigue des jambes
- Bou fermé pour un ajustement optimal
- Compression progressive au niveau des jambes
- Matériaux en spandex pour un support et une compression ferme

Prescriptions:

- Anti DVT - DVT chirurgical
- Anti-embolie - Anti-thrombose
- Enflure légère - Veine variqueuse
- CLASSE 2 : 20 -30mm Hg

**Nous consulter
Brut**

DR-A-061-1L

**IMMOBILISATEUR
DELUXE BRAS-EPAULE**



Marque : 

- Matière 45% Nylon, 30% mousse de Polyuréthane
 - Bande de maintien thoraco-humérale
 - Taille : Univ.
- Prescriptions:**
- Blocage Luxation - Traumatisme
 - Immobilisation bras-épaule

**Nous consulter
Brut**

826700

**SUPPORT
IMMOBILISATION
BRAS-COUDE LARGE**



Marque : 

- Matière 40% Nylon, 30% mousse de Polyuréthane
 - Longueur réglable
- Prescriptions:**
- Soutien du bras et du coude post-Traumatique et post-Chirurgical
 - Immobilisation bras et coude

**Nous consulter
Brut**

827204

**SUPPORT
IMMOBILISATION
BRAS-COUDE XLARGE**



Marque : 

- Matière 40% Nylon, 30% mousse de Polyuréthane
 - Longueur réglable
- Prescriptions:**
- Soutien du bras et du coude post-Traumatique et post-Chirurgical
 - Immobilisation bras et coude

**Nous consulter
Brut**

827205

**ORTHESE POUCE-FIXE
RHIZARTHROSE
GAUCHE - MEDIUM**



Marque : 

- Matière 60% Polyéthylène
- Prescriptions:**
- Entorse du pouce
 - Rhizarthrose
 - Rhumatisme
 - Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

862012

**ORTHESE POUCE-FIXE
RHIZARTHROSE
GAUCHE - LARGE**



Marque : 

- Matière 60% Polyéthylène

Prescriptions:

- Entorse du pouce
- Rhizarthrose
- Rhumatisme
- Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

862013

**ORTHESE POUCE-FIXE
RHIZARTHROSE
DROIT - MEDIUM**



Marque : 

- Matière 60% Polyéthylène

Prescriptions:

- Entorse du pouce
- Rhizarthrose
- Rhumatisme
- Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

862002

**ORTHESE POUCE-FIXE
RHIZARTHROSE
DROIT - LARGE**



Marque : 

- Matière 60% Polyéthylène

Prescriptions:

- Entorse du pouce
- Rhizarthrose
- Rhumatisme
- Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

862003

**COUSSIN EN GEL
SOFT COLDHOT**



Marque : 

- Réutilisable
- Utilisable pour thérapie au chaud et thérapie au froid
- Chauffe jusqu'à 80 c° (Eau bouillante & micro-onde)
- Applicable dans la médecine sportive
- Matière douce pour un confort optimum à l'utilisateur
- Dimensions: 26 x 13.5cm

Prescriptions:

- Cryothérapie (traitement au froid)
- Thermothérapie (traitement au chaud)

**Nous consulter
Brut**

SM80032C

**REDRESSE DOS ARME
MESH
VOIR AUTRES TAILLES**



Marque : 

- Redresse dos à rappel postural dynamique
- 2 Attelles en PVC au niveau de dos
- Tissu élastique en microfibres aéré
- Taille : M

Prescriptions:

- Correction du dos et épaule
- Mauvaise posture : attitude, cyphotique
- Surcharge thoracique

**Nous consulter
Brut**

830502M

**CEINTURE ABDOMINALE
ELASTIQUE
BINDER**



Marque : 

- Fermeture à scratch
- Hauteur : 23 cm
- Taille : M

Prescription:

- Contention abdominale

**Nous consulter
Brut**

**ORTHESE POIGNET - 4
SANG**



Marque : 

- • Matière 70% Coton
- • 4 fermetures à velcro + 01 Attelle
- • Hauteur : 21cm
- • Taille : L / Droite
- • En Noir

Prescriptions:

- - Immobilisation
- - Entorse du poignet
- - Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

**CHEVILLERE ELASTIQUE
A SANG
VOIR AUTRES
DIMENSIONS**



Marque : 

- Tissu élastique extensible
- Taille : S

**Nous consulter
Brut**

**GENOUILLERE ROTUL
LIGAMENT RENFORCEE**



Marque : 

- Genouillère en Néoprène noire Renforcé
- Ligamentaire et rotulienne renforce
- Attelles latérales flexibles en Aluminium
- Double fermetures à velcro
- Hauteur : 30 cm
- Taille : M

Prescriptions:

- - Entorse
- - Tendinite
- - Gonarthrose

**Nous consulter
Brut**

841102M

860803DL

900501S

960100M

REDRESSE DOS ARME MESH



Marque : 

- Redresse dos à rappel postural dynamique
- 2 Attelles en PVC au niveau de dos
- Tissu élastique en microfibres aéré
- Taille : L

Prescriptions:

- Correction du dos et épaule
- Mauvaise posture : attitude, cyphotique
- Surcharge thoracique

**Nous consulter
Brut**

830503L

CEINTURE ABDOMINALE ELASTIQUE BINDER



Marque : 

- Fermeture à scratch
- Hauteur : 23 cm
- Taille : L

Prescription:

- Contention abdominale

**Nous consulter
Brut**

841103L

ORTHESE POIGNET 4 SANG



Marque : 

- Matière 70% Coton
- 4 fermetures à velcro + 01 Attelle
- Hauteur : 21cm
- Taille : M / Gauche
- En Noir

Prescriptions:

- - Immobilisation
- - Entorse du poignet
- - Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

860812LM

ORTHESE POIGNET 4 SANG



Marque : 

- Matière 70% Coton
- 4 fermetures à velcro + 01 Attelle
- Hauteur : 21cm
- Taille : L / Gauche
- En Noir

Prescriptions:

- - Immobilisation
- - Entorse du poignet
- - Traumatisme

**Nous consulter
Brut**

860813LL

**CHEVILLERE ELASTIQUE
A SANG
VOIR AUTRES
DIMENSIONS**

900503L



- Tissu élastique extensible
- Taille : L

**Nous consulter
Brut**

**CHEVILLERE ELASTIQUE
A SANG
VOIR AUTRES
DIMENSIONS**

900502M



- Tissu élastique extensible
- Taille : M

**Nous consulter
Brut**

**GENOUILLE ROTUL
LIGAMENT RENFORCEE**

960100L



- Genouillère en Néoprène noire Renforcé
 - Ligamentaire et rotulienne renforce
 - Attelles latérales flexibles en Aluminium
 - Double fermetures à velcro
 - Hauteur : 30 cm
 - Taille : L
- Prescriptions:**
- - Entorse
 - - Tendinite
 - - Gonarthrose

**Nous consulter
Brut**

**ATTELLE DE GENOU
ZIMMER
60cm**

800024



- Attelle d'immobilisation du genou en Noir
5 Attelles en Aluminium
6 attaches à scratches opposés pour fixation
Longueur : 60 cm
Taille : Univ.
- Prescriptions:**
- Fracture
 - Immobilisation
 - Rupture de ligaments

**Nous consulter
Brut**

**MINERVE AVEC
MENTONNIÈRE
"EXO-STATIQUE"**

810602M



MEDIUM

Marque :



- Repose menton
- Hauteur réglable
- Perforations d'aération
- Double coussinets-contours de protection
- Fermeture à scratch

Préscription:

- Traumatisme cervical
- Névralgie cervico brachiale

**Nous consulter
Brut**

**MINERVE AVEC
MENTONNIÈRE
"EXO-STATIQUE" LARGE**

810603L



Marque :



- Repose menton
- Hauteur réglable
- Perforations d'aération
- Double coussinets-contours de protection
- Fermeture à scratch

Préscription:

- Traumatisme cervical
- Névralgie cervico brachiale

**Nous consulter
Brut**

**BAS VARICE CUISSE
PROGRESSIVE**

115-40S



Marque :



- Progressive
- Taille : S

**Nous consulter
Net**

**LOMBOSTAT ARME
METAL BEIGE
LARGE**

841503L



Marque :



- Soutien Lombaire baleonné
- Double fermetures
- 4 attelles posturales métalliques
- Hauteur : 23 cm
- Taille: Large

Préscription:

- Lombalgie
- Sciatique

**Nous consulter
Brut**

**GENOILLERE
ELASTIQUE X-LARGE**



- Tissu élastique extensible
- Préscription:**
- Contention

**Nous consulter
Brut**

Marque :



890704XL