




## CATALOGUE

### OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
07A-23B	<b>ASPIRATEUR CHIRURGICAL ELECTRIQUE MOBILE A PEDALE 20LT</b>  Marque : <b>yuwell</b>	<b>Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 20L/ min</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Bocaux d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale</li> <li>• Fréquence de pompage : 20 L/min</li> <li>• Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ±1Hz</li> <li>• Pression négative max : &gt; 80kPa</li> <li>• Niveau sonore : &lt; 60 dB (A)</li> <li>• Puissance d'entrée : 180 VA</li> <li>• Poids NET: 19,5 kg</li> <li>• Dimensions : 350 x 305 x 795mm</li> <li>• Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets</li> </ul> <b>Accessoires fournis :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canule d'aspiration en PVC</li> <li>• Tuyau en silicone</li> <li>• Filtres</li> <li>• Fusibles</li> <li>• Pédale</li> </ul>	<b>Nous consulter Brut</b>
0007B-1	<b>ASPIRATEUR MANUEL BURETTE Reservoir 200 ML</b>  Marque : <b>yuwell</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression négative max : &gt; 0.04 MPa</li> <li>• Débit max : 20 L/min</li> <li>• Capacité du réservoir : 200 ml</li> <li>• Poids NET : 202g</li> <li>• Dimensions : 170 x 50 x 180 mm</li> </ul> <b>Livré dans une trousse avec :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 sondes d'aspiration et 1 canule d'aspiration</li> </ul>	<b>Nous consulter Brut</b>
000007B	<b>ASPIRATEUR MANUEL CHIRURGICAL A PEDALE</b>  Marque : <b>yuwell</b>	Cet aspirateur chirurgical à pédale mobile convient aux aspirations trachéales et d'urgence. Il est fourni avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un bocal 1000 ml de recueil des fluides en verre muni d'une valve anti-reflux ;</li> <li>- 3 Canules d'Aspiration en Inox et 1 Canule d'Aspiration en plastique ;</li> <li>- 2 Filtres de Rechange ;</li> <li>- 1 Tuyau en silicone de 2 M</li> </ul> <b>Caractéristiques techniques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression pédale : 245N</li> <li>• Pression négative max : 0.08 MPa</li> <li>• Poids : 4.5 kg</li> </ul>	<b>Nous consulter Brut</b>

**NEBULISEUR  
ELECTRIQUE  
ULTRA-SONIC**



Marque : **yuwell**

- Alimentation : AC110 ~ 240V, 50/60 Hz
  - Fréquence Ultrasonique : 1.7 MHz  $\pm$  10%
  - Puissance d'entrée : 50VA
  - Taux de nébulisation : >3ml/min
  - Mise en marche continue : >4 H
  - Capacités Max. des réservoirs (traitement) : 150ml / 350ml
  - Niveau sonore : <50 dB (A)
  - Poids NET : 1.3kg
- Accessoires fournis :**
- Masque + Embouts buccaux de nébulisation
  - Résistance de rechange
  - Raccords

**Nous consulter  
Brut**

**PEAK FLOW A CURSEUR  
EXPIRATION - 1  
EMBOUT**



Marque :   
**SUMBOW**

- Echelle étalonnée et graduée de 0 à 800 - Débit d'expiration/min
- Embout buccal en plastique réutilisable

**Nous consulter  
Brut**

**PEAK FLOW A BILLES  
INSPIRATION**



Marque :   
**SUMBOW**

- PVC transparent
- Usage individuel
- 3 Chambres : 600-900-1200 cc par seconde
- 3 Boules de différentes couleurs selon la capacité d'inspiration

**Nous consulter  
Brut**

**CHAMBRE  
D'INHALATION  
ET MASQUE - NOUVEAU  
NE  
+autres dimensions**



Marque :   
**SUMBOW**

- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR - 10  
L/MN  
Série LUNA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 1 ~ 10 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 95.5% ~ 87%
- Pression O<sup>2</sup> Max : 70 kPa
- Puissance d'entrée : 850 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 33 kg
- Niveau sonore: < 60 dB(A)
- Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm

**Accessoires fournis :**

- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur d'O<sub>2</sub> 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**MANODÉTENDEUR  
BARBOTEUR OX2  
COMPLET - POUR  
BOUTEILLE OX2**



Marque : **SUMBOW**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Détendeur : connexion à la bouteille par système à Ecrou
- Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/min
- Flacon Humidificateur capacité : 200 ml
- Lunette à Oxygène pour Adulte fournie

**Description :**

- Le manodétendeur sert à contrôler le débit de gaz à administrer aux malades.

**Nous consulter  
Brut**

**DEBITMETRE D'OX2  
MURAL  
A BILLE ET  
HUMIDIFICATEUR**



Marque : **SUMBOW**

**CE "TYPE AFNOR"**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/Min
- Flacon humidificateur capacité : 200 ml

**Description :**

- Le débitmètre mural sert à régler le débit d'un gaz à administrer aux malades par voies respiratoires

**Nous consulter  
Brut**

**REGULATEUR DE VIDE  
MURAL  
1000 MBAR  
ET FLACON DE  
SECURITE**



Marque : **SUMBOW**

**CE "TYPE AFNOR"**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Réglage : 1000 mBar / HPA
- Livré avec flacon de sécurité 120 ml
- Filtre anti bactérien
- Débit max. : 30 L/Min.

**Description:**

- Le régulateur de vide sert à mesurer le niveau de dépression et évacuation des substances liquides du corps du malade.

**Nous consulter  
Brut**

**HUMIDIFICATEUR  
UNIVERSEL**



Marque : **yuwell**

- A microbulles à soupape de sûreté 206 milibarres
- Embout
- Capacité: 400ml

**Nous consulter  
Brut**

**BOCAL ASPIRATION  
VERRE 2.5 L  
AVEC COUVERCLE**



Marque : **yuwell**

- Capacité: 2,5L
- Couvercle
- Autoclavable
- Pour aspirateur

**Nous consulter  
Brut**

**LUNETTE A OXYGENE  
EN PVC  
ADULTE**



Marque :   
**SUMBOW**

- Pour Adulte
- Tuyau Stérile en PVC 2m
- Carton de 100 unités

**Nous consulter  
Brut**

**LUNETTE A OXYGENE  
EN PVC  
ENFANT**



Marque :   
**SUMBOW**

- Pour Enfant
- Tuyau Stérile en PVC 2m
- Couleur transparente
- Carton de 100 unités

**Nous consulter  
Brut**

**PEAK FLOW A CURSEUR  
EXPIRATION - 7  
EMBOUTS**



Marque :



- Echelle étalonnée et graduée de 0 à 800 - Débit d'expiration/min
- 7 Embouts buccaux en plastique réutilisables

**Nous consulter  
Net**

**ASPIRATEUR  
ELECTRIQUE  
PORTABLE PHLEGM**



Marque : **yuwell**

Aspirateur portable au design aérodynamique, système de refroidissement circulaire et câble d'alimentation détachable

- Puissance d'entrée : 90 VA
- Pression négative max : > 0.075 MPa (760mm Hg)
- Fréquence de pompage : > 15 L/min
- Niveau sonore : < 65 dB (A)
- Volume du réservoir : 1 bocal de 1000 ml
- Dimensions : 370 x 180 x 280 mm

**Accessoires fournis :**

- Tuyau en silicone
- 2 Sondes d'aspiration : F12, F8
- Filtres de rechange
- Fusibles

**Nous consulter  
Brut**

**NEBULISEUR  
ELECTRIQUE  
COMPACT**



Marque : **yuwell**

Alimentation : AC220V  $\pm$  22V, 50Hz  $\pm$  1Hz

Pression négative max : > 0.15 MPa

Compression d'air : > 10 L/min

Taux de nébulisation : 0.1 ml/min

Niveau sonore : < 65 dB (A)

**Accessoires fournis :**

- Une chambre de nébulisation + Masque enfant
- Deux filtres de rechange
- Un prolongateur

**Nous consulter  
Brut**

**ASPIRATEUR  
CHIRURGICAL  
ELECTRIQUE MOBILE A  
PEDALE 40L**



Marque : **yuwell**

**Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale  
40L/ min (heavy Duty)**

- 2 Boccas d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale
- Fréquence de pompage : 40 L/min
- Alimentation : AC220V  $\pm$  22V, 50Hz  $\pm$  1Hz
- Pression négative max : > 90kPa
- Niveau sonore : < 65 dB (A)
- Puissance d'entrée : 180 VA
- Poids NET: 19,5 kg
- Dimensions : 350 x 305 x 795mm
- Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets

**Accessoires fournis :**

- Canule d'aspiration en PVC
- Tuyau en silicone
- Filtres
- Fusibles
- Pédale

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR  
MOBILE - 3L/MIN  
Série CAPTIVA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 93%  $\pm$  3 %
- Pression O<sup>2</sup> : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 230 VA
- Alimentation : AC 220V  $\pm$  22V, 50  $\pm$  1 Hz
- Poids NET : 11.8 kg
- Niveau sonore: face avant 42dB(A), toute l'unité 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm

**Accessoires fournis :**

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur d'O<sub>2</sub> 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEUR  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR  
MOBILE - 5L/MIN  
Série CAPTIVA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 95.5% ~87%
- Pression O<sup>2</sup> : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V  $\pm$  22V, 50  $\pm$  1 Hz
- Poids NET : 15.5 kg
- Niveau sonore: face avant 48dB(A), toute l'unité 52dB(A)
- Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm

**Accessoires fournis :**

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**LUNETTE A OXYGENE  
EN PVC  
NOUVEAU NE**



Marque :



- Pour Nouveau-Né
- Tuyau Stérile en PVC 2m
- Carton de 100 unités

**Nous consulter  
Net**

**SPIROMETRE  
ELECTRONIQUE**



Marque :



**Caractéristiques :**

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibration de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation
- Transmission des données d'analyses par Bluetooth
- Intervalle du volume : 0- 10L
- Précision du volume : ( $\pm$  3%)
- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s
- Précision du flux : ( $\pm$  5%)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

**Accessoires fournis :**

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- Code d'installation via site Internet (QR)
- Embout buccal

**Nous consulter  
Brut**

**BOCAL D'ASPIRATION  
POUR VENTOUSE EN  
VERRE  
AVEC COUVERCLE -  
SUCT-7C**



Marque :



- Avec valve Anti-Retour
- Capacité: 0,5L
- Autoclavable

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR  
OXYMETRE INTEGRE -  
3L/MIN  
Série PRIMA+**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 93% ± 3 %
- Pression O<sup>2</sup> : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 320 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 16.5 kg
- Niveau sonore : > 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

**Accessoires fournis :**

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur d'O<sub>2</sub> 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR - 8  
L/MN  
Série LUNA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 8 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 93% ± 3%
- Pression O<sup>2</sup> : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 500 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 28.5 kg
- Niveau sonore: <55 dB(A)
- Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm

**Accessoires fournis :**

- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur d'O<sub>2</sub> 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE AVEC  
NEBULISEUR - 3L/min  
Série PRIMA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 93% ± 3 %
- Pression O<sup>2</sup> : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 320 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 15.5 kg
- Niveau sonore: 45- 46 dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

**Nous consulter  
Brut**

9F-3AW

7F-8W

9F-3W



**ASPIRATEUR  
ELECTRIQUE  
PORTABLE  
AMBULANCE**



Marque : **yuwell**

- - Aspirateur portable
  - - Design aérodynamique
  - - Système de refroidissement circulaire
  - - Mesure de pression négative
  - - Demi-cache bocal
  - - Alimentation amovible 12 V & 220 V + 1 Bocal 1L
  - - Puissance d'entrée : 90VA
  - - Pression négative maximale du compresseur : >0.075Mpa (760mm Hg)
  - - Flux air max : > 18 L/min
  - - 1 Bocal en plastique de 1000 ml
  - - Niveau sonore : < 65 dB (A)
  - - Dimensions : 370 x 180 x 280mm
  - - Source d'alimentation: Courant alternatif, continu ou batteries.
  - - Utile en l'absence de sources d'alimentation : Voiture ...
  - - Autonomie batterie max.: 30 min
- Accessoires fournis :**
- • Tuyau en silicone
  - • 2 Sondes d'aspiration : F12, F8
  - • Filtres de rechange
  - • Fusibles
  - • Cable allume cigare

**2 100,00 Brut**

**Oxymetre de Doigt  
Enfant Affichage OLED**



Marque : **CONTEC™**

- Couleur : **Bleu**
  - Ecran : Affichage OLED
  - Mode d'affichage réglable
  - Graphique à barres et en courbes
  - Rythme cardiaque sonore
  - Temps de marche : continu 6h
  - Batterie Rechargeable
- Accessoires fournis :**
- Adaptateur

**Nous consulter  
Brut**

**Oxymetre de Doigt  
Enfant Affichage LCD**



Marque : **CONTEC™**

- • Couleur : **Rose**
  - • Ecran : Affichage LCD
  - • Mode d'affichage réglable
  - • Rythme cardiaque sonore
  - • Temps de marche : continu 6h
  - • Batterie Rechargeable
- Accessoires fournis :**
- Chargeur de piles ;
  - Adaptateur

**Nous consulter  
Brut**

YU-7E-G

CMS50-QB

CMS50-QA

### Oxymètre de Doigt Adulte GRIS



Marque : **CONTEC™**

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
- Graphique à barres et en courbes
- Faible consommation d'énergie
- Facile d'utilisation
- Alarme de basse tension de la batterie
- Graphique à barres et en courbes
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
- Temps de marche : 20h continu

**Nous consulter  
Brut**

### Oxymètre de Doigt Adulte bleu



Marque : **CONTEC™**

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
- Graphique à l'appui
- Faible consommation d'énergie
- Facile d'utilisation
- Alarme de basse tension de la batterie
- Graphique à barres et en courbes
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglable
- Temps de marche : 20h continu

**Nous consulter  
Brut**

### Oxymètre de chevet Professionnel



Marque : **CONTEC™**

- Oxymètre de Chevet Professionnel
- Oxymètre de pouls professionnel
- Graphique à barres du PR
- Graphique en courbes du PR
- Rythme cardiaque sonore
- Mesure de l'Indice de Perfusion
- Alarmes visibles et audibles réglables (dépassement de limites inférieure et supérieure)
- Mode d'affichage et luminosité écran réglables
- Indication du niveau de batterie
- Sauvegarde et téléchargement de données sur PC
- Durée de charge : 6 h
- Temps de marche en continu : 1 h
- Alimentation 220V
- Dimensions : 200 x 270 x 75 mm
- Accessoires fournis :**
- Câble SPO2 adulte
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Câble d'alimentation
- Câble USB

**Nous consulter  
Brut**

CMS50-D1

CMS50-D

CMS-70A

**NEBULISEUR  
ELECTRIQUE  
PORTABLE**



Marque : **yuwell**

- Puissance d'entrée : AC100-240V, 50/60 Hz
- Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA
- Taux de nébulisation : > 0.2 ml/min
- Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9  $\mu$  m
- Pourcentage du DMM < 5  $\mu$  m : >65%
- Pression négative max : > 0.1 MPa
- Compression d'air : > 3.5 L/min
- Niveau sonore : < 55 dB (A)
- Poids NET : 260g
- Dimensions : 130 x 65 x 60 mm
- Fonctionnement : par intermittence (fonctionne pendant 20 min et s'arrête pendant 40 min)

**Accessoires fournis :**

- Chambre de nébulisation capacité 8ml
- Masques de nébulisation : Enfant, Adulte
- Filtres de rechange
- Livré dans une trousse

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE  
AVEC NEBULISEUR  
OXYMETRE INTEGRE -  
5L/MIN  
Série PRIMA+**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 93%  $\pm$  3 %
- Pression O<sup>2</sup> : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V  $\pm$  22V, 50  $\pm$  1 Hz
- Poids NET : 18 kg
- Niveau sonore : face avant 49.5 dB(A), toute l'unité 46dB(A)

**Accessoires fournis :**

- - Télécommande
- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- - Prolongateur O<sub>2</sub> - 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEURS  
D'OXYGENE AVEC  
NEBULISEUR - 5L/min  
Série PRIMA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O<sup>2</sup> : 95.5% ~ 87%
- Pression O<sup>2</sup> : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V  $\pm$  22V, 50  $\pm$  1 Hz
- Poids NET : 17.8 kg
- Niveau sonore: ~ 52 dB(A)
- Dimensions : 49 x 24 x 64 cm

**Accessoires fournis :**

- Nécessaire pour nébulisation
- Filtres de rechange
- Lunette à O<sub>2</sub> Adulte
- Prolongateur d'O<sub>2</sub> 2M
- Humidificateur
- Manuel d'utilisation

**Nous consulter  
Brut**

YU-405A

9F-5AW

9F-5W

**CHAMBRE  
D'INHALATION  
ET MASQUE - ENFANT**



Marque :



- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation

**Nous consulter  
Brut**

**CHAMBRE  
D'INHALATION  
ET MASQUE - ADULTE**



Marque :



- Réservoir en plastique
- Masque d'inhalation

**Nous consulter  
Brut**

**SPIROMETRE  
ELECTRONIQUE**



Marque :



**Caractéristiques :**

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibrage de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation
- Transmission des données d'analyses par Bluetooth
- Intervalle du volume : 0- 10L
- Précision du volume : ( $\pm$  3%)
- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s
- Précision du flux : ( $\pm$  5%)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

**Accessoires fournis :**

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- CD d'installation avec logiciel de lecture de données
- Embout buccal
- Un clip pour nez (optionnel)

**Nous consulter  
Brut**

60024AM

60024AA

SP10BT

### NEBULISEUR 'MESH' PORTABLE A PILES



Marque : **CONTEC™**

- Petit, léger, silencieux et facile d'utilisation
- Faible consommation énergétique
- Utilisation par pression sur un simple bouton
- Alarme de batterie faible
- Particules de petites tailles : environ 5 µm
- Nébulisation : >0.25mL/min
- Fréquence : 110KHz ± 5%
- Mode de fonctionnement : en continu
- Alimentation : 2 piles Rechargeables
- Alimentation : AC100-240V, 50 Hz/60Hz, DC 5V,1A
- Câble chargeur des piles
- Dimensions : 12 x 45 x 45 mm

#### Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Masque de nébulisation Adulte + Pédiatrique
- Câble USB d'alimentation

**Nous consulter  
Brut**

### BARBOTEUR DEBITMETRE D'O2 MURAL



Marque : **SUMBOW**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Filletage
- Capacité: 200 ml

**Nous consulter  
Brut**

### BARBOTEUR MANODÉTENDEUR BOUTEILLE O2



Marque : **SUMBOW**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Filletage
- Capacité: 200 ml

**Nous consulter  
Brut**

CMS50F

### OXYMÈTRE DE POULS AU POIGNET



Marque : **CONTEC™**

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
  - Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt  
(Plage de mesure : 30 bpm - 250 bpm (± 0.2bpm))
  - Affichage de la valeur du PR, courbe et graphique à barres ;
  - Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
  - Indication sonore du pouls réglable ;
  - Fonction montre intégrée ;
  - Zone d'alarme ajustable pour la SPO2 et la fréquence du pouls ;
  - Indicateur de capacité de la batterie, mauvais branchement du capteur au doigt...
  - Stockage et téléchargement des données via application sur ordinateur ;
  - Langue : Anglais
- Accessoires fournis :**
- Câble SPO2 ;
  - Câble chargeur.

**Nous consulter  
Brut**

C7A-23B

### COUVERCLE BOCAL ASPIRATION + VALVE DE RETOUR



Marque : **yuwell**

### COUVERCLE BOCAL ASPIRATION + VALVE DE RETOUR

**Nous consulter  
Brut**

YF-02

### Masque VNI BUCCO-NASAL TYPE B



Marque : **yuwell**

Les masques bucco-nasaux de VNI couvrent le nez et la bouche du patient. C'est pourquoi ils offrent une thérapie efficace, même lorsque le patient respire par la bouche.

Ce masque bucco-nasal est conçu pour s'adapter à la majorité des patients, tolérer les erreurs de mise en place et suivre les mouvements du patient pendant le sommeil

- Entourage en tissu, confortable et flexible, conçu pour s'adapter à un large éventail de visages
- Fermeture à crochets ;
- Champ de vision dégagé ;
- Masque facile à nettoyer.
- Taille : Large

**Nous consulter  
Brut**

**Masque VNI  
BUCCO-NASAL TYPE A**



Marque : **yuwell**

Les masques bucco-nasaux de VNI couvrent le nez et la bouche du patient. C'est pourquoi ils offrent une thérapie efficace, même lorsque le patient respire par la bouche.

Ce masque bucco-nasal est constitué de trois parties seulement. Il a une simple jupe en silicone, dure à sa base et souple en haut pour éviter les escarres.

Son coude multidirectionnel avec une valve de sécurité anti-retour est également soudé au masque.

- Support rigide est étroit et ne gêne pas le champ de vision ;
- Fermeture à scratche ;
- Masque facilement démontable grâce à ses 3 parties seulement ;
- Masque facile à nettoyer
- Tailles : Small / Medium / Large

**Nous consulter  
Brut**

**CONCENTRATEUR  
D'OXYGÈNE AVEC  
NÉBULISEUR OXYMÈTR  
E INTÉGRÉ - 7L/MIN**



Marque : **CONTEC™**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 7 L/min
- Concentration O<sub>2</sub> : 93% ± 3%
- Pression O<sub>2</sub> : 20 kPa ~ 50 kPa
- Consommation énergétique : 700 VA
- Alimentation : AC 220V ± 10%, 50 ± 1 Hz
- Niveau sonore : < 60 dB(A)
- Dimensions : 51 x 26 x 53 cm
- Poids NET : 28 kg

**Accessoires fournis :**

- Nécessaire pour nébulisation
- Filtres de rechange
- Lunette à OX2 Adulte
- Manuel d'utilisation
- Câble SPO<sub>2</sub>

**Nous consulter  
Brut**

**PROLONGATEUR O<sub>2</sub> -  
10 M AVEC LUNETTE**



Marque : **yuwell**

- Pour Adulte
- Tuyau Stérile en PVC 10m
- Carton de 100 unités

**Nous consulter  
Brut**