

Oxymetre de Doigt Adulte GRIS

Réf.: CMS50-D1

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
- Graphique à barres et en courbes
- Faible consommation d'énergie
- Facile d'utilisation
- Alarme de basse tension de la batterie
- Graphique à barres et en courbes
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
- Temps de marche : 20h continu