

OXYMÈTRE DE POULS AU POIGNET

Réf.: CMS50F

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt (Plage de mesure : 30 bpm - 250 bpm (± 0.2 bpm))
- Affichage de la valeur du PR, courbe et graphique à barres ;
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
- Indication sonore du pouls réglable ;
- Fonction montre intégrée ;
- Zone d'alarme ajustable pour la SPO2 et la fréquence du pouls ;
- Indicateur de capacité de la batterie, mauvais branchement du capteur au doigt...
- Stockage et téléchargement des données via application sur ordinateur ;
- Langue : Anglais

Accessoires fournis :

- Câble SPO2 ;
- Câble chargeur.