

## Compresses Oculaires CURE AID - ENFANT

Réf.: EPC5062



**Pharmaplast**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Pansements oculaires micro perforés adhésifs**

- Occlusion optimale
- Dotée d'une pellicule en Polyéthylène noire pour opacité de la lumière
- Adhésif hypoallergénique
- Support microporeux souple et discret
- Compresse centrale non adhérente, facilitant l'absorption des sécrétions lacrymales
- Dotée d'une Pellicule en polyéthylène noir pour opacité de la lumière
- Usage unique
- Dimension : 50x 62 mm
- Boite de 20

