

Compresses Oculaires CURE AID - ADULTE voir autres dimensions

Réf.: EPA5882

Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Pansements oculaires micro perforés adhésifs

- Occlusion optimale
- Dotée d'une pellicule en Polyéthylène noire pour opacité de la lumière
- Adhésif hypoallergénique
- Support microporeux souple et discret
- Compresse centrale non adhérente, facilitant l'absorption des sécrétions lacrymales
- Dotée d'une Pellicule en polyéthylène noir pour opacité de la lumière
- Usage unique
- Dimensions : 58 x 82 mm

- Boite de 20