

## OUATE - UNDERCAST 2.7M X 10CM

Réf.: CST1027



**Pharmaplast**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Ouate synthétique orthopédique**

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 10cm