

OUATE - UNDERCAST 2.7M X 5CM voir autres dimensions

Réf.: CST5027



Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Ouate synthétique orthopédique

- Ouate synthétique orthopédique douce et étirable
- Composée de Polyester et de fibre acrylique
- Port agréable et enfilage presque sans pli pour rembourrage de qualité
- Adhérence parfaite pour un lissage aisé
- Perméable à l'air - absorbe l'humidité avec un effet thermorégulateur
- Appropriée sous le plâtre traditionnel, plâtre synthétique, traitement de fractures ou problèmes orthopédiques
- Dimensions : 2.7M x 5cm