

Pharma-POP - BANDE PLATRE 2,7M x 10 cm

Réf.: PLA_1027



 Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

Bandage pour la prise rapide de plâtre avec une immersion réduite

- Immobilisation de tous types de fractures, des os et des joints malades
Correction des déformations
- Excellentes capacités de moulage-Temps d'immersion 3 à 4 secondes seulement
- Réglage initial de 3 à 4 minutes, pour une immersion dans l'eau à 20° C
- Faible perte de plâtre.
- Boite de 12