


## Pharmafix 5M X 2.5CM voir autres dimensions

Réf.: FIX2550

**Pharmaplast**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Sparadrap adhésif non-tissé, hypoallergénique**

- Support non tissé extensible
- Adhésif en acrylique, haute tolérance cutanée
- Translucide aux rayons X
- Micro aéré, pour tous types de peaux
- Maintien et fixation de compresses, cathéters et drains
- Facilité d'emploi grâce aux deux ailettes de préhension
- Dimensions : 5 M x 2.5 cm