

## PHARMASTRIPS 13MM X 102MM SUTURES CUTANÉES

Réf.: PH13102

**Pharmaplast**

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

#### **Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide**

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles
- 6 pièces / Sachet
- Dimensions : 13mm x 102mm
- Boite de 100