

PHARMASTRIPS 6.4MM X 76MM SUTURES CUTANÉES

Réf.: PHST6476

Pharmaplast

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Sutures cutanées, Strips en fibres polyamide

- Sutures avec renfort, non élastiques
- Adhésives - hypoallergéniques en copolymère d'acrylate
- Très résistantes, même en milieu humide
- Présentées dans des pochettes stériles
- Cicatrisation rapide et esthétique, meilleure qu'avec fils ou agrafes
- Utilisation sur zones galbées et toutes surfaces corporelles
- 6 pièces / sachet
- Dimensions : 6.4mm x 76mm
- Boite de 100