

POMPE A SERINGUE SMART - 1 VOIE SMART

Réf.: EN-S7 Smart



Nous
consulterDhs
Brut TTC



Caractéristiques:

7 modes d'infusion :

- Mode ml/h
- Mode Bolus
- Mode Poids corporel
- Mode TIVA
- Mode Ramp up/down
- Mode Séquence
- Micro Mode

- Écran couleur tactile 4,3 pouces
- Système d'exploitation intelligent, interface optimisée
- Seringues compatibles : 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml

- 12 niveaux d'occlusion ajustables
- Calibrage automatique et ajout de seringues de différentes marques
- Affichage en temps réel de la pression dynamique
- Verrouillage d'écran pour éviter toute mauvaise manipulation
- Purge automatique pour éliminer les bulles d'air
- Sauvegarde de plus de 5000 événements (logs historiques)
- Réglage des paramètres directement sur l'écran
- Supporte jusqu'à 2000 configurations de médicaments via bibliothèque
- Connexion : IrDA transmissions de données infrarouge, RS232, appel infirmier, export de données
- Volume et luminosité des alarmes ajustables
- Mode veille programmable : 00h00 à 99h59
- DPS (Système de Pression Dynamique) : Affichage en temps réel de la pression – graphique et numérique

Alimentation & Batterie :

- • **AC** : 110V-240V, 50/60 Hz
- • **DC** : 12V Lithium Polymer Battery, 11.1V, 2600 mAh
- • **Autonomie batterie** : jusqu'à **12 heures à 5 ml/H**
- • **Indice de protection** : **IP24** (résistance à l'eau et à la poussière)
- • **Empilable (Stackable)** pour un usage station multi-pompes
- • **Dimensions** : **235(L) × 90(I) × 120(H) mm**
- • **Poids** : Environ **1,7 kg**