

## POMPE A PERFUSION SMART - 7 MODES SMART

Réf.: EN-V7\_SMART

**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC



### Caractéristiques:

Écran : Écran tactile TFT de 4,3 pouces

Système : Système intelligent d'auto-guidage

Caractéristiques : Porte d'infusion, pince anti-flux libre, capteur de bulles d'air, capteurs de pression en amont et en aval

Débit : Plage de 0,01 à 1200 ml/h avec un incrément minimum de 0,01 ml/h

Précision :  $\pm 5\%$

Compatibilité : Sets de perfusion conformes aux normes internationales

Modes de fonctionnement (7) : ml/h, poids corporel, goutte-à-goutte, Dose de charge, Augmentation/diminution progressive, Mode séquence, bibliothèque de médicaments

#### **Fonctions supplémentaires :**

- Mode relais
- KVO (Keep Vein Open)

- Fonction purge
- Bolus et anti-bolus
- 12 niveaux d'occlusion
- Bibliothèque de médicaments
- Historique des enregistrements
- Mode nuit
- Veille
- Verrouillage de l'écran

Étanchéité : Niveau de protection IP24

Batterie : Batterie lithium-ion polymère rechargeable 2600mAh