

POMPE A PERFUSION - 5 MODES

Réf.: EN-V5

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Paramètres de base :

- Écran tactile couleur LCD de 4,3 pouces
- Mode de perfusion ml/h (incluant le mode débit, le mode temps), poids corporel, mode goutte à goutte
- VTBI 0-9999 ml
- Niveau d'occlusion 4 niveaux sélectionnables
- Type d'alarme VTBI perfusé, Pression élevée, Contrôle en amont, Batterie vide, KVO terminé, Porte ouverte, Bulle d'air, VTBI presque terminé, Batterie presque vide, Alarme de rappel, Pas d'alimentation électrique, Connexion du capteur défectueuse, Erreur système, etc.
- Utilisation de n'importe quel ensemble de perfusions standard et stockage de 200 marques modifiables
- Réinitialisation du débit, du volume, du niveau d'air, du niveau d'occlusion sans arrêter la

perfusion

- Connexion WIFI en option
- Dernière thérapie pour un démarrage rapide de la perfusion
- Batterie de secours de 10 heures
- Étanchéité IP44