

Pompe pousse seringue 1 voie

Réf.: EN-S7 Smart

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

Le pousse-seringue intelligent EN-S7 fonctionne à la fois sur batterie et sur secteur. Notre pousse-seringue multifonction offre une nouvelle gamme de caractéristiques et d'avantages pour vos besoins quotidiens en matière de thérapie liquidienne.

Caractéristiques du produit :

- - Reconnaissance automatique des tailles de seringues (5,10,20,30 et 50/60)
- - Système ouvert permettant de stocker jusqu'à 20 marques modifiables
- - Écran tactile couleur de 4,3 pouces, permettant de régler et d'éditer directement les paramètres.
- - Fonctionnement multifonctionnel avec 3 modes : ml/h (temps, mode taux) ; mode poids corporel et mode micro.
- - Débits de 0,01 ml/h à 1 500 ml/h avec incrément de 0,01 ml/h

- - Plage de KVO de 0,01 à 5 ml/h, modifiable
- - Connexion sans fil optionnelle à notre station centrale C7
- - Historique de plus de 5000 enregistrements
- - Interface : Type C
- - Type d'alarme : VTBI infusé, seringue vide, pression élevée, batterie vide, vérification de la seringue, KVO terminé, VTBI proche de la fin, seringue presque vide, batterie presque vide, alarme de rappel, absence d'alimentation, erreur système, etc.
- - Titration : Modifier le débit sans arrêter la perfusion
- - Dernière thérapie : Les dernières thérapies peuvent être stockées et utilisées pour une perfusion rapide
- - Anti-Bolus : Chute automatique de la pression de la ligne pour réduire l'impact du bolus après une occlusion
- - Purge : Suppression de la bulle d'air