

Pompe pousse seringue 2 voies

Réf.: EN-S5D

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Unité principale (sans couvercle)
- Écran tactile TFT de 4,3 pouces
- Système d'auto-test intelligent
- Plage de débit : 0,1 à 2000 ml/h, incrément minimum de 0,01 ml/h
- Précision : $\pm 2\%$
- Seringues compatibles : 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml/60 ml
- Fonction de titrage
- 8 modes disponibles : ml/h, poids corporel, bibliothèque de médicaments, micro, relais, séquence, montée/descente, dose de charge, TIVA
- Commutateur de mode micr
- KVO (Keep Vein Open)
- Purge

- Bolus et anti-bolus
- 4 niveaux d'occlusion
- DPS (Détection de Pression Sensible)
- Bibliothèque de médicaments
- Enregistrements historiques
- Mode nuit
- Veille automatique
- Verrouillage de l'écran
- Protection par mot de passe
- Niveau d'étanchéité : IP 44
- Batterie rechargeable lithium-ion-polymère de 2600 mAh, autonomie de plus de 10 heures
- Module Wi-Fi ajouté