

## POMPE POUSSE-SERINGUE AUTOMATIQUE 2 VOIES

Réf.: Z-1800D



**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

- Légère et compacte
- Simple d'utilisation et de réglage
- 2 Ecrans LCD
- Réglage flexible du débit
- Fonction de programmation intégrale du dosage
- Compatible avec les 14 principales marques de seringues
- Identification automatique de la taille de la seringue

### **Caractéristiques techniques spécifiques :**

- Débit:

Seringue 5ml : 0.1 - 150 ml/h

Seringue 10ml : 0.1 - 300 ml/h  
Seringue 20ml : 0.1 - 600 ml/h  
Seringue 30ml : 0.1 - 900 ml/h  
Seringue 50-60ml : 0.1 - 1500 ml/h

- Pression d'alarme d'occlusion:

- Bas 0.02-0.08 MPa
- Normal 0.04-0.12 MPa
- Haut 0.07-0.16 MPa

- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:

Seringue vide ou mal positionnée  
Piston de la seringue dégagé  
Disfonctionnement  
Manque de pression  
Batterie faible ou épuisée  
Volume total perfusé

**Alimentation :**

- Electrique AC220V
- Batterie intégrée rechargeable

-Fonctionnement sur batterie : Minimum 4h à 5ml/h.

Dimensions : 307 x 135 x 128 mm

Poids: 2,1kg (Batterie et crochet I.V inclus)

**Accessoires fournis :**

- 1 Crochet pour fixation à la potence
- 1 Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 2 Vis et une clé