

## POUSSETTE ORTHOPEDIQUE A COLORIS IMC - ENFANT

Réf.: JX985L-38



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

- Démontable et pliable
- Aluminium léger et solide
- Poussette inclinable par une seule commande
- Assise de 40cm
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds fixes
- Freins arrêt sur roues arrières des deux cotés
- Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
- Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets

- Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
- Pneus arrières & devant tubeless
- Roues devant : 14 cm + Arrière : 38 cm
- Conseillé pour enfants moins de 10 ans
- Poids: 22 kg