

POUSSETTE ORTHOPEDIQUE ALUMINIUM IMC - ENFANT

Réf.: JX958L-38



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC



Caractéristiques:

- Démontable et pliable
- Aluminium léger et solide
- Poussette inclinable et réclinable par 2 commandes
"Position de Relaxation et Couchée"
- Assise : 36 x 38 cm
- Accoudoirs détachables
- Reposes pieds & jambes réglables en hauteur
- Freins arrêt sur roues arrières des deux côtés
- Coussin de soutien cervical réglable en hauteur
- Sangles d'attache abdominale croisées renforcées avec 4 crochets

- Butée & cales côtes et hanches en mousse anatomique
- Pneus arrières & devant tubeless
- Roues devant : 14 cm - arrière : 38 cm
- Petites roues d'équilibrage
- Conseillé pour enfants de 6 à 16 ans
- Poids: 22 kg