




CATALOGUE

RADIOLOGIE

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
FA02-1P	<p>NEGATOSCOPE 1 PLAGE voir autres dimensions</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy • Encadrement en Aluminium anodisé+ 4 Coins Antichoc • Eclairage Fluorescent Néon • Voltage : 220V/ 7 bandes lumineuse LED • Poids : 7 kg 	<p>Nous consulter Brut</p>
AX18X24	<p>CASSETTES FILMS RADIO 18 X 24 CM voir autres dimensions</p>  <p>Marque :</p>	<p>FENETRES SANS ECRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse moyenne 	<p>Nous consulter Brut</p>

**BAC DE
DEVELOPPEMENT
MANUEL**



Marque :

POUR FILMS RADIO

- Capacité : 20L

**Nous
consulter
Brut**

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
15X40 CM
voir autres
dimensions**



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**

**LUMIERE ROUGE
POUR CHAMBRE
NOIR
AVEC VARIATEUR**



Marque :

- Lumière Inactinique pour chambre noir
- 220V

**Nous
consulter
Brut**

BAC-20L

EC15X40

LRGE-CN

**TABLIER ANTI-X A 1
FACE
Pb 0.35MM**



Marque : 


- Equivalence plomb de: 0,35mm Pb
- **Protection avant intégrale**
- **Larges bandes croisées fermées par Velcro**
- Fermeture en brassière croisée derrière
- Sans manches
- Couleur : Bleu
- Unisexe
- Taille universelle
- Dimensions : 90x58cm
- Poids : 3.2kg

**Nous
consulter
Brut**

XR-1X35

**TABLIER ANTI-X A 1
FACE
Pb 0.50MM**



Marque : 

- Equivalence de plomb : 0,50mm Pb
- Protection avant intégrale
- Larges bandes croisées fermées par Velcro
- Fermeture en brassière croisée derrière
- Sans manches
- Couleur : Bleu
- Unisexe
- Taille universelle
- Dimensions : 90x58cm
- Poids : 4.6kg

**Nous
consulter
Brut**

XR-2X50

**PROTEGE THYROIDE
ANTI-X
Pb 0.5MM**



Marque : 


- Equivalence plomb de: 0,5mm Pb
- Poids environ 62 g
- Taille universelle
- Dimensions : 60x17cm

**Nous
consulter
Brut**

PC10-50

**PROTEGE GONADE
ANTI-X
Pb 0.5MM**



Marque : 

- Equivalence plomb de: 0,5mm Pb
- Poids environ 90 g
- Taille universelle

**Nous
consulter
Brut**

PB07-50

**NEGATOSCOPE -
LED EXTRA PLAT
2 PLAGES**



Marque : 

- Design moderne, très mince
- Eclairage LED 32W environ 50 000 heures de vie
- Température de couleur de 6000°K
- Lumière de qualité avec faible consommation
- Cadre en aluminium avec interrupteur.


Caractéristiques techniques :

- Fixation murale : horizontale ou verticale
- Interrupteur + Variateur de lumière : 30kHz - 100kHz
- Opérationnel 24 h en continu
- Voltage : 220V

**Nous
consulter
Brut**

**GANTS ANTI-X
OUVERTURE
PALMAIRE
Pb 0.50MM - PAIRE**



Marque : 


Ouverture palmaire

- Tissu en Polyester
- Taille universelle
- Dimensions : 78cm x 18cm
- Poids environ 1.9 kg

**Nous
consulter
Brut**

**GANT ANTI-X
MOUFLES EN
POLYESTER
Pb 0.50MM - PAIRE**



Marque : 

Moufles en Polyester

- Tissu en Polyester
- Long.: 41 cm
- Taille universelle

**Nous
consulter
Brut**

PD-TB2

PA_13

PC_12

**GANT ANTI-X
MITAINES
CONFORTEX
Pb 0.50MM - PAIRE**




Marque : 

- Equivalence plomb de: 0,5mm Pb
- Mitaines CONFORTEX
- Tissu en Jersey extensible
- Longueur: 37 cm
- Taille Medium

**Nous
consulter
Brut**

**SUR-LUNETTES
ANTI-X
PROTECTION
FRONTALE
ET LATERALE
SANS CORRECTION**



Marque : 

- Equivalence plomb de : 0,50 mm Pb
- Poids environ 80 g
- Couleur: Noir
- Taille universelle
- Etui de rangement rigide

**Nous
consulter
Brut**

**SUR-LUNETTES
ANTI-X
PROTECTION
FRONTALE
SANS CORRECTION**



Marque : 

- Equivalence plomb de : 0,50 mm Pb
- Poids environ 60 g
- Couleur: Transparent
- Taille universelle
- Etui de rangement rigide

**Nous
consulter
Brut**

PA_14

PC_13

PA_16

**LUNETTES
CHAMBRE NOIRE
FRONTALE ET
LATERALE
SANS CORRECTION**



Marque : 

Ce modèle est utilisé dans la chambre noire pour le développement des cassettes et films radio

- Branches ajustables
- Sans correction
- Poids environ 60 g
- Couleur: Rouge
- Taille universelle
- Etui de rangement

**Nous
consulter
Brut**

**SEMI-VISIERE
MASQUE
ACRYLIQUE
ANTI-X - Pb 0.1MM**



Marque : 

- Semi-visière pour protection radioactive
- Masque acrylique
- Equivalence plomb de : 0,1 mm Pb (poids environ 400 g)
- Couleur: Transparente
- Dimensions: 125 x 220 mm
- Taille universelle- Ajustement de taille réglable

**Nous
consulter
Brut**

**SUPPORT ROULANT
PORTANT
DE TABLIERS ANTI-
X
TRINGLES FIXES**



Marque : 

- Portant en Inox stable à roulettes pour tabliers Anti-X
- 5 tringles fixes
- 4 roues pivotantes avec système de freins
- Capacité d'accrochage de 5 tabliers
- Etagère basse de rangement
- Dimensions: 1420 x 500 x 530mm

**Nous
consulter
Brut**

PA_17

PD11_2

FB_01

SUPPORT ROULANT PORTANT DE TABLIERS ANTI- X TRINGLES AMOVIBLES




Marque : 

- Portant à roulettes pour tabliers Anti-X en Inox
- 4 roues pivotantes avec système de freins
- Capacité d'accrochage de 5 tringles
- Dimensions: 1450 x 500 x 800mm

**Nous
consulter
Brut**

PROTECTION TETE CAGOULE ANTI-X Pb 0.35MM



Marque : 

- Equivalence plomb de: 0,35 mm Pb
- Poids environ 1.5 kg
- Taille universelle

**Nous
consulter
Brut**

TABLIER ANTI-X A 2 FACES Pb 0.50MM



Marque :

• Equivalence de plomb:

- Devant : 0,50mmPb
- Arrière : 0,25mmPb

- Exposition à un rayonnement d'énergie de 100KV
- **Protection avant intégrale et du dos**
- **Fermeture par: Sangles, boucles et scratch**
- Couleur : Noir
- Unisexe
- Taille universelle (L)
- Dimensions :100x60cm
- Certifications : ISO9001 CE

**Nous
consulter
Brut**

FB_03

PC09_D

PC-04

NEGATOSCOPE 2 PLAGES




Marque : 

- Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy
- Encadrement en Aluminium anodisé + 4 Coins Antichoc
- **Eclairage Fluorescent Néon**
- Voltage : 220V / 10 bandes lumineuse LED
- Poids : 11 kg

**Nous
consulter
Brut**

NEGATOSCOPE 3 PLAGES




Marque : 

- Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy
- Encadrement en Aluminium anodisé + 4 Coins Antichoc
- Eclairage Fluorescent Néon
- Voltage : 220V/ 24 bandes lumineuse LED
- Poids : 14 kg

**Nous
consulter
Brut**

NEGATOSCOPE 4 PLAGES



Marque : 

- Boîtier métallique et Revêtement en Epoxy
- Encadrement en Aluminium anodisé+ 4 Coins Antichoc
- Eclairage Fluorescent Néon
- Voltage : 220V/ 8 ampoules de 30 W
- Poids : 20 kg

**Nous
consulter
Brut**


FA02-2P

FA02-3P

FA02-4P

**NEGATOSCOPE -
LED EXTRA PLAT
1 PLAGE**



Marque : 

Design moderne, très mince
Eclairage LED 50W environ 100.000 heures de
vie
Température de couleur de 10.000K
Lumière de qualité avec faible
consommation
Cadre en aluminium avec interrupteur.

Caractéristiques techniques :

- Fixation murale : horizontale ou verticale
- Interrupteur + Variateur de lumière :
50 / 60 KHz
- Opérationnel 24 h en continu
- Voltage : 220V

**Nous
consulter
Brut**

**CASSETTES FILMS
RADIO
24 X 30 CM**



Marque :

FENETRES SANS ECRAN

- Vitesse moyenne

**Nous
consulter
Brut**

**CASSETTES FILMS
RADIO
30 X 40 CM**



Marque :

FENETRES SANS ECRAN

- Vitesse moyenne

**Nous
consulter
Brut**

PDTB1

AX24X30

AX30X40

**CASSETTES FILMS
RADIO
35 X 35 CM**



Marque :

FENETRES SANS ECRAN

- Vitesse moyenne

**Nous
consulter
Brut**

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
18X24 CM**



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
24X30 CM**



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**

AX35X35

EC18X24

EC24X30

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
30X40 CM**

EC30X40



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
35X35 CM**

EC35X35



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**

**ECRANS
RENFORCATEURS
POUR CASSETTES
36X43 CM**

EC36X43



Marque :

- Vitesse moyenne - Lumière Bleue

**Nous
consulter
Brut**