

REGULATEUR DE VIDE MURAL 1000 MBAR ET FLACON DE SECURITE

Réf.: SM-50VR



**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

CE "TYPE AFNOR"

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Réglage : 1000 mBar / HPA
- Livré avec flacon de sécurité 120 ml
- Filtre anti bactérien
- Débit max. : 30 L/Min.

Description:

- Le régulateur de vide sert à mesurer le niveau de dépression et évacuation des substances liquides du corps du malade.