

Semelles en Silicone meduim

Réf.: DR-A018M



Dr.MED[®]
The most reliable Brand
orthopedics

**Nous
consulterDhs**
Brut TTC

Caractéristiques:

- Semelles en silicone viscoélastique avec appuis métatarsiens et calcanéens avec voûte permettant la répartition et l'absorption des chocs localisés au talon, à l'épine et à la voûte plantaire.
- Couleur: Transparent
- Tailles : (la paire) Meduim (25cm)

Prescription:

- Métatarsalgies - Épine calcanéenne
- Aponévrosites plantaires - Arthrose
- Pieds diabétiques - Impact de sur poids
- Pieds douloureux et fatigués