

## SONDE TOCOPHAPHE DIGITAL

Réf.: SD-800G1

**CONTEC™**

**Nous  
consulterDhs**

Brut TTC



### Caractéristiques:

La sonde 3 en 1 pour cardiotocographe combine trois capteurs sur un seul câble, chaque capteur dispose d'une fonctionnalité :

- **Sonde 1** : Capteur FHR1 permettant la surveillance du rythme cardiaque du fœtus au cours de la grossesse ou lors de l'accouchement ;
- **Sonde 2** : Capteur TOCO qui sert à repérer et analyser les contractions utérines lors de l'accouchement ;
- **Sonde 3** : Capteur FM, ou capteur d'évènement servant à enregistrer les mouvements fœtaux.