

## SONDE URETERALE - DOUBLE J - 26CM VOIR AUTRES DIMENSIONS

Réf.: 60020-8-6



**Nous  
consulterDhs**  
Brut TTC

### Caractéristiques:

**La sonde double J (ou sonde JJ) est une fine sonde en plastique d'environ 2 mm de diamètre, placée dans l'uretère.**

**Son rôle est d'assurer l'acheminement de l'urine provenant du rein vers la vessie, lorsqu'il existe un obstacle urétéral.**

- Matière : en polyuréthane (plastique souple)
- Sonde sans guide, à court terme
- Taille : CH 6 / 26 cm
- Conditionnement sous emballage individuel stérile
- Boite de 20