

SPIROMETRE ELECTRONIQUE

Réf.: SP10-W

CONTEC™

**Nous
consulterDhs**

Brut TTC



Caractéristiques:

Caractéristiques :

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibrage de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation

- Transmission des données d'analyses par Bluetooth
- Intervalle du volume : 0- 10L
- Précision du volume : ($\pm 3\%$)
- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s
- Précision du flux : ($\pm 5\%$)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- Code d'installation via site Internet (QR)
- Embout buccal